



環境除菌ワイパー

アルウェッティ®

# 除菌シート



不織布にエタノール80%を含浸させた  
環境除菌ワイパーです。



## 商品特長

### 1 エタノール80%を含ま

- 除菌に適した80%(76.9~81.4vol%)のエタノールを不織布に含浸させた、環境除菌ワイパーです。

### 2 成分の残留ゼロ!

- エタノールと水のみを使用しているため、拭き取り後は素早く揮発し、成分の残留がありません。

### 3 薬液が絞られにくい取り出し口

- 容器の取り出し口の特殊形状により、ワイパーを引き出す際に基布に圧がかからないため、薬液が絞られにくくなっています。



### 4 経済的な詰め替え用

- 環境にやさしく経済的な詰め替え用もあります。

### 5 便利な開封日記入欄

- 取り出し口のフタや詰め替え用のパッケージには開封日記入欄があるため、油性ペンなどで開封日を記入することができ、衛生的な管理が可能です。
- 容器に“開封日シール(別売)”を貼って管理できます(シールは剥がせるため、詰め替えた際に貼り替えられます)。

### 6 用途に合わせて選べるラインナップ

#### 持ち運びに便利なボトルタイプ

- 拭き取りに十分な手のひらサイズ(15cm×21cm)の不織布を使用しています。
- 複数の場所で、除菌が必要な時の持ち運びに適しています。



100枚入 / 詰替用 100枚入

#### 大容量・据え置き型のバケツタイプ

- 大判の不織布(15cm×30cm)を使用しているため、広範囲の除菌が求められる手術室や透析室などに適しています。



ワイド300枚入 / ワイド詰替用 300枚入

詰替用 開封日記入欄   容器 開封日記入欄   開封日シール(別売)



## 商品情報

### ■使用用途

除菌(ベッド周りやドアの取っ手、テーブル、看護・介護用機器、飛散した汚れ、部屋の隅々の目に見えない汚れ)

### ■成分

エタノール、水

⚠ 除菌とは、対象表面の菌を減少させることをいい、全ての菌を除去するわけではありません。

### ■素材

基布:レーヨン、ポリエステル

## 商品規格

### ■アルウェッティ® 除菌シート

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード / ITFコード
72143	アルウェッティ® 除菌シート 100枚入 15cm×21cm	販売単位   110×183×110	565.3g	20本	4971032721439 14971032721436
		外装   575×205×460	12.5kg		
72144	アルウェッティ® 除菌シート 詰替用 100枚入 15cm×21cm	販売単位   85×150×85	443.0g	20袋	4971032721446 14971032721443
		外装   565×185×315	9.8kg		
72145	アルウェッティ® 除菌シート 詰替用 100枚入 キャップ付 15cm×21cm	販売単位   85×150×85	468.0g	20袋	4971032721453 14971032721450
		外装   565×200×315	10.2kg		
72146	アルウェッティ® 除菌シート ワイド 300枚入 15cm×30cm	販売単位   240×205×240	2.2kg	4個	4971032721460 14971032721467
		外装   480×230×480	—		
72147	アルウェッティ® 除菌シート ワイド 詰替用 300枚入 15cm×30cm	販売単位   155×150×155	1.8kg	6袋	4971032721477 14971032721474
		外装   465×169×398	11.5kg		
72148	アルウェッティ® 除菌シート ワイド 詰替用 300枚入 キャップ付 15cm×30cm	販売単位   155×150×155	1.8kg	6袋	4971032721484 14971032721481
		外装   465×189×398	—		

◇商品は全てオープン価格です。

### ■関連商品

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード / ITFコード
72153	環境除菌ワイパー用 キャップホワイトA 10個入	販売単位   110×170×60	—	50袋	4971032721538 —
		外装   570×350×330	—		
72140	オオサキ 開封日シール 20枚入 4cm×4cm 5枚 1シート	販売単位   225×1×65	8.5g	20袋	4971032721408 —
		外装   230×20×70	210.0g		

◇商品は全てオープン価格です。

**Osaki**  
オオサキメディカル株式会社  
名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812  
<https://www.osakimedical.co.jp/>



オオサキメディカル  
オオサキメディカル

取扱店

※規格には誤差が生じる場合があります。