



手術後・出産時T字帯

# ディスポT字帯



手術後や出産前後の診察が簡単に行える、  
ディスポーザブルタイプのT字帯です。



商品特長

手術後・出産前後に

- 手術後や出産前後の診察が行える、ディスポーザブルタイプのT字帯です。
- 痔疾の方は、パッドを併用してください。

豊富なバリエーション

- 規格が3展開あるため、使用用途や使用部署により使い分けることができます。

商品情報


■バリエーション

| 種類 | サイズ                       |
|----|---------------------------|
| 小  | 幅17cm×長さ97.5cm ひもの長さ142cm |
| 中  | 幅22cm×長さ97.5cm ひもの長さ142cm |
| 大  | 幅25cm×長さ97.5cm ひもの長さ142cm |

■素材

本体：ポリプロピレン 100%  
ひも：綿 100%

■製品仕様



商品規格

■ディスポT字帯

| 品番    | 商品名・規格                                     | サイズ(幅×高さ×奥行(mm))     | 重量     | 梱入数  | JANコード/ITFコード |
|-------|--------------------------------------------|----------------------|--------|------|---------------|
| 71302 | ディスポT字帯 小 1枚入<br>幅17cm×長さ97.5cm ひもの長さ142cm | 販売単位   134 × 223 × 7 | 18.0g  | 500袋 | 4971032713021 |
|       |                                            | 外装   610 × 475 × 350 | 9.8kg  |      |               |
| 71300 | ディスポT字帯 中 1枚入<br>幅22cm×長さ97.5cm ひもの長さ142cm | 販売単位   134 × 223 × 7 | 20.0g  | 500袋 | 4971032713007 |
|       |                                            | 外装   610 × 475 × 350 | 10.5kg |      |               |
| 71303 | ディスポT字帯 大 1枚入<br>幅25cm×長さ97.5cm ひもの長さ142cm | 販売単位   134 × 223 × 7 | 22.0g  | 500袋 | 4971032713038 |
|       |                                            | 外装   610 × 475 × 350 | 11.5kg |      |               |

◇商品はすべてオープン価格です。



オオサキメディカル株式会社

本社 / 名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812 Tel(052) 501-2221  
ホームページ / <http://www.osakimedical.co.jp/> E-mail / [support@osakimedical.co.jp](mailto:support@osakimedical.co.jp)

※規格には誤差が生じる場合があります。

取扱店