



やわらかくて自由に曲がる ストローカップ専用 替えストロー

プラスハートは看護・介護現場の声から生まれました



やわらかくて自由に曲がる、飲みやすいストローです。

商品特長

+ 飲みやすい

・やわらかくて自由に曲がるため、飲みやすくなっています。

+ お手入れカンタン

・電子レンジ・煮沸・薬液消毒可のため、お手入れが簡単です。

商品情報


■素材／耐熱温度

シリコーンゴム／120℃

■消毒方法対応一覧



■製品仕様



商品規格

■ストローカップ専用 替えストロー

| 品番 | 商品名・規格 | サイズ(幅×高さ×奥行(mm)) | | 重量 | 梱入数 | POSレジ登録用名称／JANコード | JANコード／ITFコード |
|-------|--|------------------|-----------------|--------|----------------|-------------------|---------------|
| 74963 | ストローカップ専用 替えストロー 2本入 長さ275mm 径6.5mm(内径4mm) | 販売単位 | 100 × 160 × 7 | 20.0g | 6個 × 20袋 | ストローカップ専用替えストロー | 4971032749631 |
| | | 内装 | 200 × 160 × 22 | 130.0g | | | — |
| | | 外装 | 420 × 450 × 180 | 2.7kg | | | — |

◇商品はすべてオープン価格です。



オオサキメディカル株式会社

本社／名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812 Tel(052)501-2221
ホームページ／<http://www.osakimedical.co.jp/> E-mail／support@osakimedical.co.jp

※規格には誤差が生じる場合があります。

取扱店