



# ベッドさく柵にも掛けられる ストローカップ

プラスハートは看護・介護現場の声から生まれました

- +** ベッド柵にも手にもぴったり  
こぼしにくい
- +** 動かせる補助持ち手付き  
持ちやすい
- +** パーツは3つだけ!  
お手入れカンタン



ベッド柵にも手にもぴったりフィットする、  
こぼしにくいストローカップです。

## 商品特長

### + こぼしにくい

・ベッド柵にも掛けられて※、手にもぴったりはまる2段階持ち手のため、こぼしにくくなっています。  
※ベッド柵に掛ける際は、下図のようにT字部に掛けてください。



30mmまでの太さのベッド柵に掛ける事ができます。  
一般的なベッド柵の太さは、21~29mmです。(当社調べ)

### + 持ちやすい

・フタを回して位置を変えられる補助持ち手が付いているため、手の大きさに合わせて使うことができます。  
・握力の弱い方や、やむを得ず利き手で握れない方でも持ちやすい仕様です。  
・2段階持ち手は、握りやすい滑り止め付きです。



### + お手入れカンタン

・パーツがカップ・フタ・ストローの3つだけのため、洗いやすくお手入れが簡単です。


### + 飲みやすい

・口当たりが優しくやわらかいストローのため、自由に曲がり、寝たままでも飲み物を飲むことができます。  
・底面が凸形状になっているため、少なくなった飲み物を最後まで飲むことができます。



### + 清潔に使える

・より清潔に留めたい場合は、ストローを補助持ち手の留め具に、しっかり留めたい場合はフタの突起ごと、好みに応じてストローの留め方が選べます。



### + 便利な目盛り

・1日の摂取水分量が決められている方にも便利な目盛り付きです。  
・使用する方に配慮し、食器としての見た目を損なわないデザインとなっています。

## 商品情報


### ■素材／耐熱温度

本体、フタ：耐熱ポリプロピレン／120℃  
ストロー：シリコンゴム／120℃

### ■消毒方法対応一覧



### ■製品仕様



## 商品規格

### ■ストローカップ

品番	商品名・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	POSレジ登録用名称/JANコード	JANコード/ITFコード
74960	ストローカップ オレンジ 1個入	販売単位   90 × 104 × 115	83.0g	6個 × 8箱	ストローカップ® オレンジシム	4971032749600
		内装   278 × 109 × 235	500.0g			—
		外装   582 × 239 × 486	4.1kg		4 971032 749600	14971032749607
74961	ストローカップ グリーン 1個入	販売単位   90 × 104 × 115	83.0g	6個 × 8箱	ストローカップ® グリーン	4971032749617
		内装   278 × 109 × 235	500.0g			—
		外装   582 × 239 × 486	4.1kg		4 971032 749617	14971032749614
74962	ストローカップ ブルー 1個入	販売単位   90 × 104 × 115	83.0g	6個 × 8箱	ストローカップ® ブルー	4971032749624
		内装   278 × 109 × 235	500.0g			—
		外装   582 × 239 × 486	4.1kg		4 971032 749624	14971032749621

◇商品はすべてオープン価格です。

**Osaki**  
オオサキメディカル株式会社

本社 / 名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812 Tel(052)501-2221  
ホームページ/ <http://www.osakimedical.co.jp/> E-mail/ [support@osakimedical.co.jp](mailto:support@osakimedical.co.jp)

※規格には誤差が生じる場合があります。

取扱店