



肌ざわりの良い ふんわり防水シート

プラスハートは看護・介護現場の声から生まれました

- +** 天然抗菌剤キトサン配合
菌の増殖を抑制し、不快なおいを抑える
- +** 高い透湿性
体の熱や汗によるムレを防ぐ
- +** 優れた速乾性
洗濯後も素早く乾く



(一社)繊維評価技術協議会
 認証番号16P07
 抗菌防臭加工
 (繊維上の細菌の増殖を抑制し、
 防臭効果を示します。)

三菱ケミカル株式会社



透湿性と速乾性に優れた
タオル生地(パイル)の吸水・防水シートです。





商品特長

+ 1. ふんわりやわらかな風合い

- 肌ざわりの良いタオル生地(パイル)を使用しており、快適です。

+ 2. 菌の増殖を抑制し、不快なおいを抑える

- 天然抗菌剤「キトサン※」を繊維に練り込んでいるため、微生物の繁殖を抑え、不快なおいを防ぎます。

※カニやエビの甲羅に含まれる天然多糖類で、抗菌性に加え、敏感な肌への刺激を出来る限り与えない、肌にやさしい物質です。

※くり返し洗濯しても抗菌防臭効果はほとんど低下しません。

+ 3. 体の熱や汗によるムレを防ぐ


- 透湿性があり、体の熱や汗によるムレを逃がすため快適です。

+ 4. 洗濯後も素早く乾く

- 速乾性に優れているため、洗濯後も吊り干しで素早く乾きます。


+ 5. 寝具の汚れを防ぐ

- 長めの巻き込み布付きでズレにくく、防水部分は裏面をポリウレタンフィルムでラミネートしているため、しっかり防水します。(ギャッジベッドにも対応)



商品情報

■製品仕様



■素材


表生地:[パイル]アクリル 100%
 :[基布]ポリエステル 100%
 裏生地:ポリウレタン 100%

関連商品



使い捨て 高吸収マット 巻込タイプ

- 吸収量と敷きやすさにこだわった、巻き込みタイプの使い捨て高吸収マットです。
- 高吸収消臭ポリマーを配合しているため、尿約6回分※(1000mL)を素早くたっぷり吸収し、おいを軽減します。※1回の排泄量を150mLとする。
- 雨の日など、普段使っているシートが洗濯できない時にも便利です。



商品規格

■ふんわり防水シート

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	POSレジ登録用名称/JANコード	JANコード/ITFコード
73519	ふんわり防水シート ブルー 1枚入 72cm×180cm(防水部分) 72cm×45cm(巻込部分)	販売単位 275×325×040	302.0g	40袋	フンワリ フルー 4 971032 735191	4971032735191
		外装 560×560×320	12.5kg			—
73520	ふんわり防水シート ピンク 1枚入 72cm×180cm(防水部分) 72cm×45cm(巻込部分)	販売単位 275×325×040	302.0g	40袋	フンワリ ピンク 4 971032 735207	4971032735207
		外装 560×560×320	12.5kg			—

◇商品はずべてオープン価格です。



オオサキメディカル株式会社

本社 / 名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812 Tel(052)501-2221
 ホームページ / <http://www.osakimedical.co.jp/> E-mail / support@osakimedical.co.jp

※規格には誤差が生じる場合があります。

取扱店