

一般医療機器

検査・検診用手袋



看護・介護製品

PPE

# ニトリルグローブI

ホワイト

ブルー



伸縮性が高くフィット感に富んだ  
操作性の高いニトリル手袋です。



## 商品特長

### 1 フィット感に富んだ伸縮性

- 伸縮性に富んでいるため、手にぴったりフィットします。

### 2 ラテックスフリー

- 材料にラテックスを使用していないため、ラテックスアレルギーの方にも安心して使用していただけます。

### 3 作業性に優れた滑り止め加工

- 指先に滑り止め加工を施しているため、作業性に優れています。

### 4 食品衛生法適合(厚生省告示第370号)

- 食品衛生法に適合しているため、食品加工にも使用可能です。

### 5 カラーバリエーション

- ホワイトとブルーの2色から選べるため、用途や使用部署によって使い分けすることができます。


### 6 サイズを識別しやすいパッケージ

- ひと目でサイズを識別できるよう、パッケージを色分けしています。

## 商品情報

### ■着脱方法

着け方




手を入れ、袖口の部分をつかんで装着します。

外し方



片方の手袋の袖口(外側)をつかみます。



手袋を裏返すように外します。



手袋を着けている手で外した手袋をにぎり、反対側の手を手袋の袖口に差し込みます。




汚染部に触れないよう、手袋を裏返すように外し、先に外した手袋を包み込みます。



外した手袋は2枚がひとつかたまりになった状態ですぐに廃棄してください。

### ■サイズガイド




1. 人差し指の付け根を合わせます。

2. 手の甲の右端が破線縦ラインと合ったサイズが目安になります。

SS S M L

### ■バリエーション

種類	サイズ(手のひらの幅×全長)
SS	7.5cm×24cm
S	8.5cm×24cm
M	9.5cm×24cm
L	10.5cm×24cm



### ■素材

合成ゴム(ニトリルゴム)

※ラテックスフリー(天然ゴムラテックス由来のたんぱく質を含みません)

## 商品規格

一般医療機器 非天然ゴム製検査・検診用手袋:70976000

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))		重量	梱入数	JANコード / ITFコード
		販売単位				
70115	オオサキ ニトリルグローブI SS ホワイト 200枚入 手のひらの幅7.5cm×24cm	販売単位	245 × 80 × 128	645.0g	10箱	4971032701158 14971032701155
		外装	420 × 265 × 270	7.0kg		
70116	オオサキ ニトリルグローブI S ホワイト 200枚入 手のひらの幅8.5cm×24cm	販売単位	245 × 80 × 128	735.0g	10箱	4971032701165 14971032701162
		外装	420 × 265 × 270	8.0kg		
70117	オオサキ ニトリルグローブI M ホワイト 200枚入 手のひらの幅9.5cm×24cm	販売単位	245 × 80 × 128	775.0g	10箱	4971032701172 14971032701179
		外装	420 × 265 × 270	8.4kg		
70118	オオサキ ニトリルグローブI L ホワイト 200枚入 手のひらの幅10.5cm×24cm	販売単位	245 × 80 × 128	875.0g	10箱	4971032701189 14971032701186
		外装	420 × 265 × 270	9.4kg		
70119	オオサキ ニトリルグローブI SS ブルー 200枚入 手のひらの幅7.5cm×24cm	販売単位	245 × 80 × 128	645.0g	10箱	4971032701196 14971032701193
		外装	420 × 265 × 270	7.0kg		
70120	オオサキ ニトリルグローブI S ブルー 200枚入 手のひらの幅8.5cm×24cm	販売単位	245 × 80 × 128	735.0g	10箱	4971032701202 14971032701209
		外装	420 × 265 × 270	8.0kg		
70121	オオサキ ニトリルグローブI M ブルー 200枚入 手のひらの幅9.5cm×24cm	販売単位	245 × 80 × 128	775.0g	10箱	4971032701219 14971032701216
		外装	420 × 265 × 270	8.4kg		
70122	オオサキ ニトリルグローブI L ブルー 200枚入 手のひらの幅10.5cm×24cm	販売単位	245 × 80 × 128	875.0g	10箱	4971032701226 14971032701223
		外装	420 × 265 × 270	9.4kg		

■販売名:オオサキニトリルグローブN1 ■届出番号:23B2X10001000100

◇商品は全てオープン価格です。

**Osaki**  
オオサキメディカル株式会社  
名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812  
<https://www.osakimedical.co.jp/>



オオサキメディカル  
ウェブサイト

取扱店

■添付文書が必要な方は弊社まで請求してください。  
※規格には誤差が生じる場合があります。