

一般医療機器

検査・検診用手袋

プラスチックグローブI



看護・介護製品

PPE



“オオサキ PPEホルダーソフト 2509S”に
ぴったりと収まります。

幅広い用途に使用できる
厚みがあって破れにくいプラスチック手袋です。



商品特長

1 厚みがあって破れにくい

- 手袋に厚みがあって破れにくいいため、幅広い用途に使用できます。

2 アレルギーリスクに配慮

- ラテックスやパウダーを使用していないため、アレルギーが心配な方も使用できます。

3 選べるサイズバリエーション

- S~LLのサイズバリエーションがあります。
- ひと目でサイズを識別できるように、パッケージを色分けしています。

商品情報

■着脱方法

着け方



手を入れ、袖口の部分をつかんで装着します。

外し方



片方の手袋の袖口(外側)をつかみます。



手袋を裏返すように外します。



手袋を着けている手で外した手袋をにぎり、反対側の手を手袋の袖口に差し込みます。



汚染部に触れないよう、手袋を裏返すように外し、先に外した手袋を包み込みます。




外した手袋は2枚がひとつかたまりになった状態ですぐに廃棄してください。

■サイズガイド



■バリエーション

種類	サイズ(手のひらの幅×全長)
S	8.5cm×24cm
M	9.5cm×24cm
L	10.5cm×24cm
LL	11.5cm×24cm



■素材

塩化ビニル、可塑剤、合成ゴム(ニトリルゴム)

※ラテックスフリー(天然ゴムラテックス由来のたんぱく質を含みません)

⚠食品の加工には使用しないでください。

商品規格

一般医療機器 非天然ゴム製検査・検診用手袋:70976000

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード/ITFコード
70030	オオサキ プラスチックグローブI S 100枚入 手のひらの幅8.5cm×24cm	販売単位 240 × 58 × 120	505.0g	20箱	4971032700304 14971032700301
		外装 495 × 260 × 305	10.8kg		
70031	オオサキ プラスチックグローブI M 100枚入 手のひらの幅9.5cm×24cm	販売単位 240 × 58 × 120	555.0g	20箱	4971032700311 14971032700318
		外装 495 × 260 × 305	11.8kg		
70032	オオサキ プラスチックグローブI L 100枚入 手のひらの幅10.5cm×24cm	販売単位 240 × 58 × 120	605.0g	20箱	4971032700328 14971032700325
		外装 495 × 260 × 305	12.8kg		
70033	オオサキ プラスチックグローブI LL 100枚入 手のひらの幅11.5cm×24cm	販売単位 240 × 58 × 120	655.0g	20箱	4971032700335 14971032700332
		外装 495 × 260 × 305	13.8kg		

■販売名:オオサキプラスチック手袋P1 ■届出番号:23B2X10001000102

◇商品はすべてオープン価格です。

Osaki
オオサキメディカル株式会社
名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812
<https://www.osakimedical.co.jp/>



オオサキメディカル
オンラインサイト

取扱店

■添付文書が必要な方は弊社まで請求してください。
※規格には誤差が生じる場合があります。