



# 使い捨て プラスチック手袋 ソフト

プラスハートは看護・介護現場の声から生まれました

- + 指先までフィット!  
看護・介護に!
- + 片手でも使用できる!  
左右両用で経済的
- + アレルギーの原因でもある  
天然ゴムは使用していません!

天然ゴム 不使用

パウダー 不使用

未滅菌



伸縮性が高くフィット感に富んだ  
使い捨てプラスチック手袋です。



# PH プラスチック手袋ソフト



看護・介護製品

介護 PPE

## 商品特長

### + 1.指先までフィット!

- やわらかく、薄手のため、指先までフィットし、細かい作業が必要な介護・看護に最適です。

### + 2.肌にやさしい素材

- 天然ゴムやパウダーを使用していないため、ラテックスアレルギーやパウダーアレルギーが心配な方にも使用していただけます。

### + 3.片手でも使えて経済的!

- 左右両用のため、片手だけでも使用でき、経済的です。

### + 4.豊富なサイズ展開

- SS~Lまで幅広いサイズ展開があるため、ぴったりのサイズを選択できます。
- ひと目でサイズを識別できるように、パッケージを色分けしています。

## 商品情報

### ■着脱方法

着け方



手を入れ、袖口の部分をつかんで装着します。

外し方




片方の手袋の袖口(外側)をつかみます。



手袋を裏返すように外します。



手袋を着けている手で外した手袋をにぎり、反対側の手を手袋の袖口に差し込みます。




汚染部に触れないよう、手袋を裏返すように外し、先に脱いだ手袋を包み込みます。



外した手袋は2枚ひとつかたまりになった状態ですぐに廃棄してください。

### ■サイズガイド



### ■バリエーション

種類	サイズ(全長×手のひらの幅)
SS	24cm × 7.5cm
S	24cm × 8.5cm
M	24cm × 9.5cm
L	24cm × 10.5cm

### ■素材

塩化ビニル・可塑剤

※ラテックスフリー

(天然ゴム由来のたんぱく質を含みません)



“オオサキ PPEホルダーソフト 2509S”にぴったりと取まります。

## 商品規格

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	POSレジ登録用名称/JANコード	JANコード/ITFコード
70006	PH プラスチック手袋ソフト PF SS 100枚入 手のひら幅7.5cm×24cm	販売単位   230 × 60 × 118	405.0g	20箱	ツカイステップ®ラテソフトSS 4 971032 700069	4971032700069
		外装   490 × 245 × 325	8.8kg			14971032700066
70007	PH プラスチック手袋ソフト PF S 100枚入 手のひら幅8.5cm×24cm	販売単位   230 × 60 × 118	415.0g	20箱	ツカイステップ®ラテソフトS 4 971032 700076	4971032700076
		外装   490 × 245 × 325	9.0kg			14971032700073
70008	PH プラスチック手袋ソフト PF M 100枚入 手のひら幅9.5cm×24cm	販売単位   230 × 60 × 118	465.0g	20箱	ツカイステップ®ラテソフトM 4 971032 700083	4971032700083
		外装   490 × 245 × 325	10.0kg			14971032700080
70009	PH プラスチック手袋ソフト PF L 100枚入 手のひら幅10.5cm×24cm	販売単位   230 × 60 × 118	475.0g	20箱	ツカイステップ®ラテソフトL 4 971032 700090	4971032700090
		外装   490 × 245 × 325	10.2kg			14971032700097

◇商品はすべてオープン価格です。

 **Osaki**  
オオサキメディカル株式会社  
名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812  
http://plus-ph.com



取扱店

※規格には誤差が生じる場合があります。