

冷めにくい スティックタオル

プラスハートは看護・介護現場の声から生まれました

厚手タイプ

- +** 水分たっぷり&厚手シート
冷めにくくてしっかり拭ける!
- +** 高バリアフィルム使用
2年間の使用期限保証
- +** アロエベラエキス配合
拭き心地しっとり!




水分たっぷり! 厚手で冷めにくく、
使用期限が2年あるスティックタオルです。



商品特長

+ 冷めにくくてしっかり拭ける

・水分をたっぷり含んだ厚手シートを、畳み直すことなく手のひらサイズに広げることができるため、温かいまま広範囲を拭くことができます。



広げて畳み直さなくても、手のひらサイズに！

+ 2年間の使用期限保証

・個包装に高バリアフィルムを使用しているため、乾燥しにくく、個包装の製造日から2年の使用期限を保てます。
(直射日光を避け、なるべく涼しいところに保管してください。)
・2層のバリアフィルムを使用しているため、温めて使用する際もインクが剥げず、保温庫や他のフィルムが汚れることはありません。
・災害備蓄にも最適です。
・製造日と使用期限表示付きです。

+ WWマーク付き

・WWマークは、日本衛生材料工業連合会(日衛連)で定めた、「ウェットワイパー類の自主基準」を遵守し品質が確保された商品にのみ表示できるマークです。



+ 拭き心地しっとり

・アロエベラエキスを配合しているため、拭いた後しっとりします。

アロエベラエキス



ビタミンCを多く含み、水分保持力がある、肌にやさしい成分です。

+ 刺激が少なく肌にやさしい

・安全性の高い防腐剤を使用しています。
・ノンアルコール・無香料・無着色で、皮膚を刺激する成分を使用していません。

+ 利用者に配慮したパッケージ

・使う方に気持ちよく使って頂ける、明るく温かみのあるパッケージです。



商品情報

■成分

水、PG、アロエベラエキス、ベンザルコニウムクロリド、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル

■素材

レーヨン／PET不織布

- ⚠ 電子レンジで温める場合はあらかじめ開封してから温めてください。
- ⚠ 水に溶けないため、トイレには流さず衛生的に処理してください。
- 内装袋には、空気を抜くために小さな穴が複数空けてあります。

■使用用途

お勧めサイズ	使用用途	主な使用部署
M	モーニングタオルに	病棟
	食事／おやつ時の手拭きに	病棟
	おしりふきとして	病棟
L	エコージェルの拭き取りに	婦人科外来
	足拭きに	病棟
	からだふきとして(半身)	病棟・NICU
LL	からだふきとして(全身)	病棟・ICU・ER

商品規格

■スティックタオル

品番	商品名・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	POSレジ登録用名称略称/JANコード	JANコード/ITFコード
74990	スティックタオル M 1枚入(100袋) 20cm×28cm	販売単位 260 × 100 × 180	1.3kg	8個	スティックタオル M	4971032749907
		外装 510 × 275 × 355	10.8kg		4 971032 749907	14971032749904
74991	スティックタオル L 1枚入(50袋) 28cm×28cm	販売単位 260 × 90 × 180	950.0g	12個	スティックタオル L	4971032749914
		外装 510 × 275 × 355	11.8kg		4 971032 749914	14971032749911
74992	スティックタオル LL 1枚入(50袋) 28cm×56cm	販売単位 260 × 120 × 185	1.5kg	8個	スティックタオル LL	4971032749921
		外装 460 × 295 × 355	12.0kg		4 971032 749921	14971032749928

◇ 商品はすべてオープン価格です。



オオサキメディカル株式会社

本社 / 名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812 Tel(052)501-2221
ホームページ / <http://www.osakimedical.co.jp/> E-mail / support@osakimedical.co.jp

※規格には誤差が生じる場合があります。

取扱店