

不織布ガーゼ



脱落繊維が少なく、  
快適に使用できる舌引きガーゼです。



看護・介護製品

オーラルケアプロダクツ

## 商品特長

- 1枚ずつ取り出しやすいパッケージです。
- 高圧蒸気滅菌、E.O.G.滅菌に対しても品質の劣化はほとんどありません。

## 規格

### ■舌ガーゼ

品番	商品名・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード/ITFコード
18100	舌ガーゼ 5cm×12.5cm 2ツ折 300枚入	販売単位   160×075×125	130.0g	20箱	4971032181004
		外装   440×410×315	3.0 kg		—

◇ 商品はすべてオープン価格です。



オオサキメディカル株式会社

本社 / 名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812 Tel(052)501-2221  
ホームページ / <http://www.osakimedical.co.jp/> E-mail / [support@osakimedical.co.jp](mailto:support@osakimedical.co.jp)

取扱店