



口腔ケア用綿棒

捲綿棒 滅菌捲綿棒



口腔清拭やタンの除去・アイスマッサージなどに
最適な、ディスポタイプの捲綿子です。



商品特長

綿残りしない綿体

- 先端の脱脂綿部分にガーゼを巻いているため、口腔内に綿残りしません。

さまざまな使用用途


- 綿体を凍らせて嚥下障害のリハビリに使用できます。
- 咽頭への薬液塗布にも便利です。

感染予防に最適

- ディスポタイプのため清潔に使用でき、感染予防に最適です。

商品情報

規格



商品規格

捲綿棒

品番	商品名・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))		重量	梱入数	JANコード／ITFコード
72207	捲綿棒 No.7 7mm(綿直径) 16cm(軸長) 100本入	販売単位	295 × 120 × 235	531.3g	10箱	4971032722078
		外装	490 × 635 × 307	6.2kg		14971032722075
72204	捲綿棒 No.10 10mm(綿直径) 16cm(軸長) 100本入	販売単位	295 × 120 × 235	555.0g	10箱	4971032722047
		外装	490 × 635 × 307	6.5kg		14971032722044
72206	捲綿棒 No.15 15mm(綿直径) 16cm(軸長) 100本入	販売単位	295 × 120 × 235	599.5g	10箱	4971032722061
		外装	490 × 635 × 307	6.9kg		14971032722068
72205	捲綿棒 No.20 20mm(綿直径) 16cm(軸長) 100本入	販売単位	295 × 120 × 235	665.0g	10箱	4971032722054
		外装	490 × 635 × 307	7.6kg		14971032722051

◇ 商品はすべてオープン価格です。

滅菌捲綿棒

品番	商品名・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))		重量	梱入数	JANコード／ITFコード
72219	滅菌捲綿棒 S7-5 7mm(綿直径) 16cm(軸長) 5本入(20袋)	販売単位	150 × 255 × 10	24.0g	10箱	4971032722191
		内装	295 × 120 × 235	611.0g		—
		外装	490 × 635 × 307	7.0kg		14971032722198
72220	滅菌捲綿棒 S10-5 10mm(綿直径) 16cm(軸長) 5本入(20袋)	販売単位	150 × 255 × 10	28.0g	10箱	4971032722207
		内装	295 × 120 × 235	637.0g		—
		外装	490 × 635 × 307	7.3kg		14971032722204
72221	滅菌捲綿棒 S15-5 15mm(綿直径) 16cm(軸長) 5本入(20袋)	販売単位	150 × 255 × 10	30.0g	10箱	4971032722214
		内装	295 × 120 × 235	689.0g		—
		外装	490 × 635 × 307	7.8kg		14971032722211
72222	滅菌捲綿棒 S20-5 20mm(綿直径) 16cm(軸長) 5本入(20袋)	販売単位	150 × 265 × 10	35.0g	10箱	4971032722221
		内装	295 × 120 × 235	729.0g		—
		外装	490 × 635 × 307	8.2kg		14971032722228

◇ 商品はすべてオープン価格です。



オオサキメディカル株式会社

本社／名古屋市中区玉池町203番地 〒452-0812 Tel(052) 501-2221
ホームページ／<http://www.osakimedical.co.jp/> E-mail／support@osakimedical.co.jp

取扱店