



素早くかんたん着脱 入浴介助用エプロン

APRON FOR BATHING CARE

- + 紐がない、かぶりタイプ!
素早くかんたん着脱
- + 背中にワンタッチテープ付き!
前かがみでもズレにくい
- + 肌ざわりの良い撥水加工生地!
入浴される方も快適



かぶりタイプで素早く着脱できる
入浴介助用のエプロンです。



商品特長

+ 素早く簡単着脱

・かぶりタイプのため、ひも等を結ぶ手間がなく、簡単に着脱ができます。そのため、入浴される方を待たせず、介助ができます。

+ 前かがみでもズレにくい

・背中 of ワンタッチテープで、前かがみの時もエプロンが前にズレにくく、介助が行いやすくなっています。

+ しっかり防水

・表面は撥水、裏面は防水で、水の浸透をしっかり防ぎます。

+ 入浴される方も快適


・ベトベト感やひんやり感の原因である防水フィルムは裏面になっており、入浴される方が触れる表面は、肌ざわりの良い撥水加工生地のため、快適に入浴していただけます。

+ 清潔に使用でき快適


・抗菌・防臭・防カビ加工をしているため、水回りでも清潔に使用でき快適です。
・洗濯機で丸洗いででき、乾燥機（80℃以下）でのお手入れが可能です。

商品情報


■着用方法



1 エプロンに手を通し、背中側がクロスになるように肩を持ち、頭が入る程度広げます。




2 頭からかぶり、腕を通します。



3 背中 of ワンタッチテープを留めます。

■製品仕様



背中側から見た図

■素材

表面：ポリエステル100%
撥水（水をはじきやすい）

裏面：ポリウレタン100%
防水フィルム

■バリエーション

サイズ	規格	カラー
M-L	丈 98cm × 幅120cm	ピンク
L-LL	丈104cm × 幅130cm	イエロー

商品規格

■入浴介助用エプロン

品番	商品名・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	POSレジ登録用名簿称/JANコード	JANコード/ITFコード	
74770	入浴介助用エプロン M-L ピンク 1枚入 丈98cm × 幅120cm	販売単位	195 × 265 × 13	165.0g	120袋	ニコウヨクエフ M・L P K	4971032747705
		外装	570 × 396 × 390	20.0kg		ニコウヨクエフ M・L P K	14971032747702
74771	入浴介助用エプロン L-LL ピンク 1枚入 丈104cm × 幅130cm	販売単位	195 × 265 × 13	170.0g	120袋	ニコウヨクエフ L・LL P K	4971032747712
		外装	570 × 396 × 390	21.0kg		ニコウヨクエフ L・LL P K	14971032747719
74772	入浴介助用エプロン M-L イエロー 1枚入 丈98cm × 幅120cm	販売単位	195 × 265 × 13	165.0g	120袋	ニコウヨクエフ M・L Y L	4971032747729
		外装	570 × 396 × 390	20.0kg		ニコウヨクエフ M・L Y L	14971032747726
74773	入浴介助用エプロン L-LL イエロー 1枚入 丈104cm × 幅130cm	販売単位	195 × 265 × 13	170.0g	120袋	ニコウヨクエフ L・LL Y L	4971032747736
		外装	570 × 396 × 390	21.0kg		ニコウヨクエフ L・LL Y L	14971032747733

◇ 商品はすべてオープン価格です。



オオサキメディカル株式会社

本社 / 名古屋市中区玉池町203番地 〒452-0812 Tel(052)501-2221
ホームページ / <http://www.osakimedical.co.jp/> E-mail / support@osakimedical.co.jp

取扱店