



眼帯セット

当てガーゼ + 目まわりの清浄綿付



ゆるやかな立体カーブ形状で軽いつけ心地！
目やまぶたを圧迫しない眼帯セットです。



看護・介護製品

眼帯

商品特長

1 目やまぶたを圧迫しない

- ゆるやかな立体カーブ形状になっているため、目やまぶたを圧迫することなく、やさしく保護します。
- 軽くて丈夫な素材を使用しているため、長時間使用しても疲れにくいです。
- 素材に金属を使用していないため、金属アレルギーの方にも安心です。

2 紐の長さを調整できるストッパー付き


- 紐の長さを自由に調節できるストッパーがついているため、無理なく調整できます。

3 ソフトで吸収力に優れたガーゼを使用

- 肌に直接触れる当てガーゼは、ソフトで吸収力に優れた綿100%の医療用ガーゼを使用しているため、安全です。

4 目まわりの清浄綿付き

- “クリーンコットンアイ2枚入”は、滅菌済・個包装で、衛生的に使用できます。
- 2枚入りのため、点眼前に1枚、点眼後にもう1枚使用する事で、眼帯を清潔に付けることができます。



商品情報

■使用用途

目やまぶたの保護や、結膜炎・ものもらい等による分泌液の吸収に。


■使用方法



1 清浄綿で目のまわりを拭き、清潔にします。



2 紐の端を結び、当てガーゼを眼帯内側の中央に当てます。



3 眼帯を目に固定して、紐を両耳にかけ、ストッパーをずらして位置を調整します。

■素材

- 眼帯：[本体] ポリプロピレン
[ストッパー] ポリプロピレン
[紐] レーヨン
- 当てガーゼ：綿
- 目まわりの清浄綿
成分(1包中)：一般医療機器医療脱脂綿に
クロルヘキシジングルコン酸塩
0.02%水溶液含有

■セット内容

- ① 眼帯 1個
- ② 当てガーゼ 2枚
- ③ 目まわりの清浄綿



2包



商品規格

■CN 眼帯セット

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))			重量	梱入数	POSレジ登録用名称/JANコード	JANコード/ITFコード
		販売単位	85 × 175 × 10	18.7g			CNカ・ンタイセット	4971032070612
07061	CN眼帯セット 1組入	内装	125 × 170 × 90	318.4g	15袋 × 12箱		—	
		外装	370 × 185 × 390	4.3kg			—	
				4 971032 070612			—	

◇商品はすべてオープン価格です。



オオサキメディカル株式会社

本社 / 名古屋市中区玉池町203番地 〒452-0812 Tel.(052)501-2221
ホームページ / <http://www.osakimedical.co.jp/> E-mail / support@osakimedical.co.jp

※規格には誤差が生じる場合があります。

取扱店