



一般医療機器

滅菌済医療ガーゼ・滅菌済医療不織布

クリーンガーゼ



1枚ずつ個包装・滅菌されているため、
清潔に使用できる医療用ガーゼです。



コンシューマ製品

一般衛生用品

E.O.G.

商品特長

1 医療用のガーゼや不織布を使用

〈S・M・L・LL・3L〉

- 必要な時に必要な分だけ、清潔・便利に使用できる1枚個包装の滅菌済ガーゼです。
- ソフトで吸収力に優れ、医療現場でも使用されている医療ガーゼタイプII 8plyのガーゼです。

〈Yカット〉

- 気管支チューブなどを挟み込めるよう、Y型に切り込みを入れた、1枚個包装の滅菌済ガーゼです。
- ソフトで吸収力に優れ、脱落繊維の少ない不織布タイプ8plyのガーゼです。

2 医療用の滅菌包装材料を使用

- 無菌保持力の高い、医療用の滅菌包装材料を使用しています。

3 サイズ選びが容易

- 箱裏面に印刷されている目盛りを使用すると、傷などの大きさがわかりやすく、サイズ選びが容易です。

4 豊富なサイズバリエーション

- 基本サイズのS・M・Lの他、医療機関で多く使用されているLL・3Lサイズがあり、計5種類のサイズ展開から用途にあわせて選べます。

商品情報

バリエーション

種類	規格
S	5cm× 5cm 8ply
M	7.5cm×7.5cm 8ply
L	7.5cm× 10cm 8ply
LL	7.5cm× 15cm 8ply
3L	15cm× 15cm 8ply
Yカット	7.5cm×7.5cm 8ply

ply(プライ)とは

折りたたんだガーゼの厚みの単位で、ガーゼが何層になっているかを表します。

例えば8plyは、ガーゼ8層分の厚みです。

商品規格

■CN 滅菌クリーンガーゼ

一般医療機器 医療ガーゼ:13700000 E.O.G.

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	POSレジ登録用名簿/JANコード	JANコード/ITFコード
00092	滅菌クリーンガーゼ S 1枚入(12袋) 5cm×5cm 8ply	販売単位 90 × 149 × 20	13.8g	12個×8箱		4971032000923
		内装 94 × 152 × 258	232.1g			—
		外装 396 × 330 × 273	2.3kg			—
00093	滅菌クリーンガーゼ M 1枚入(10袋) 7.5cm×7.5cm 8ply	販売単位 118 × 152 × 20	16.8g	12個×8箱		4971032000930
		内装 122 × 155 × 258	246.4g			—
		外装 508 × 336 × 273	2.5kg			—
00094	滅菌クリーンガーゼ L 1枚入(8袋) 7.5cm×10cm 8ply	販売単位 118 × 173 × 20	19.9g	12個×8箱		4971032000947
		内装 122 × 176 × 258	242.7g			—
		外装 508 × 378 × 273	2.5kg			—
00095	滅菌クリーンガーゼ LL 1枚入(5袋) 7.5cm×15cm 8ply	販売単位 118 × 238 × 17	25.2g	12個×8箱		4971032000954
		内装 122 × 242 × 228	221.4g			—
		外装 320 × 480 × 500	2.4kg			—
00096	滅菌クリーンガーゼ 3L 1枚入(5袋) 15cm×15cm 4ply	販売単位 202 × 239 × 17	40.1g	12個×8箱		4971032000961
		内装 206 × 242 × 234	327.9g			—
		外装 680 × 505 × 480	3.6kg			—

■販売名:滅菌オオサキ医療ガーゼ ■届出番号:23B2X10001000004

◇商品はすべてオープン価格です。

■CN 滅菌クリーンガーゼYカット

一般医療機器 医療用不織布:34655000 E.O.G.

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	POSレジ登録用名簿/JANコード	JANコード/ITFコード
00107	滅菌クリーンガーゼ Y 1枚入(8袋) 7.5cm×7.5cm 8ply	販売単位 118 × 152 × 20	16.8g	12個×8箱		4971032001074
		内装 122 × 155 × 258	212.8g			—
		外装 508 × 336 × 273	2.2kg			—

■販売名:滅菌クロスガーゼコットン ■届出番号:23B2X10001000008

◇商品はすべてオープン価格です。



オオサキメディカル株式会社

本社 / 名古屋市中区玉池町203番地 〒452-0812 Tel(052)501-2221
ホームページ / <http://www.osakimedical.co.jp/> E-mail / support@osakimedical.co.jp

■添付文書が必要な方は弊社まで請求してください。
※規格には誤差が生じる場合があります。

取扱店