



一般医療機器

滅菌済医療ガーゼ

クリーンガーゼ

Type III



1枚ずつ個包装・滅菌されているため、
清潔に使用できる医療用ガーゼです。

商品特長

1 医療用のガーゼを使用

- 必要な時に必要な分だけ、清潔・便利に使用できる1枚個包装の滅菌済ガーゼです。
- サイズに合わせて12枚重ねに折りたたんだため、厚みを求める時に最適です。
- ソフトで吸収性に優れ、医療現場でも使用されている医療ガーゼタイプⅢ 12plyのガーゼです。

2 医療用の滅菌包装材料を使用

- 無菌保持力の高い、医療用の滅菌包装材料を使用しています。

3 サイズ選びが容易

- 箱裏面に印刷されている目盛りを使用すると、傷などの大きさがわかりやすく、サイズ選びが容易です。

4 選べる入数

- 使用頻度に合わせて入数が選べます。

商品情報

バリエーション

種類	規格
S	5cm× 5cm 12ply
M	7.5cm×7.5cm 12ply
L	7.5cm× 10cm 12ply

ply(プライ)とは

折りたたんだガーゼの厚みの単位で、ガーゼが何層になっているかを表します。

例えば12plyは、ガーゼ12層分の厚みです。

商品規格

CN 滅菌クリーンガーゼⅢ

一般医療機器 医療ガーゼ:13700000 E.O.G.

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	POSレジ登録用名称/JANコード	JANコード/ITFコード
15285	滅菌クリーンガーゼⅢ S 1枚入(12袋) 5cm×5cm 12ply	販売単位 88 × 123 × 30	32.2g	8個×24箱	 4 971032 152851	4971032152851
		内装 215 × 95 × 130	351.8g			—
		外装 560 × 315 × 455	9.6kg			—
15288	滅菌クリーンガーゼⅢ S 1枚入(36袋) 5cm×5cm 12ply	販売単位 88 × 123 × 90	81.6g	8個×6箱	 4 971032 152882	4971032152882
		内装 215 × 185 × 190	832.5g			—
		外装 600 × 395 × 235	5.8kg			—
15286	滅菌クリーンガーゼⅢ M 1枚入(10袋) 7.5cm×7.5cm 12ply	販売単位 107 × 148 × 30	48.7g	8個×24箱	 4 971032 152868	4971032152868
		内装 265 × 115 × 130	506.6g			—
		外装 560 × 375 × 555	13.7kg			—
15289	滅菌クリーンガーゼⅢ M 1枚入(30袋) 7.5cm×7.5cm 12ply	販売単位 107 × 148 × 80	122.2g	8個×4箱	 4 971032 152899	4971032152899
		内装 330 × 115 × 265	1.2kg			—
		外装 560 × 255 × 350	5.8kg			—
15287	滅菌クリーンガーゼⅢ L 1枚入(8袋) 7.5cm×10cm 12ply	販売単位 107 × 148 × 30	50.7g	8個×16箱	 4 971032 152875	4971032152875
		内装 315 × 115 × 110	521.7g			—
		外装 655 × 255 × 480	9.6kg			—
15290	滅菌クリーンガーゼⅢ L 1枚入(24袋) 7.5cm×10cm 12ply	販売単位 107 × 148 × 70	125.0g	8個×4箱	 4 971032 152905	4971032152905
		内装 315 × 115 × 290	1.3kg			—
		外装 610 × 255 × 335	6.1kg			—

■販売名:滅菌オオサキ医療ガーゼ ■届出番号:23B2X10001000004

◇商品はすべてオープン価格です。



オオサキメディカル株式会社

本社 / 名古屋西区玉池町203番地 〒452-0812 Tel(052)501-2221
ホームページ / <http://www.osakimedical.co.jp/> E-mail / support@osakimedical.co.jp

■添付文書が必要な方は弊社まで請求してください。
※規格には誤差が生じる場合があります。

取扱店