クリーンナース シリーズ Clean of Nurse Muse Lancard



分類	品番	商品名·内容量·規格	サイズ(1	福×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JAN⊐−ド	商品特長
JAK	CN 減菌	CN 滅菌クリーンガーゼ S	販売単位	90 × 149 × 20	13.8g	12個	C Nカ* -セ* S	
	クリーンガーゼ	1枚入(12袋)	内装	94 × 152 × 258	232.1g	1210 X		必要な時に必要な分だけ、清潔、
	00092	5cm×5cm 8ply 一般医療機器 E.O.G.	外装	396 × 330 × 273	2.3kg	8箱	4 971032 000923	便利に使用できる、1枚個包装の
	TO 13	CN 滅菌クリーンガーゼ M	販売単位	118 × 152 × 20	16.8g	12個	C N D * - t * M	滅菌済ガーゼです。 ● ソフトで吸収力に優れ、医療現場
	カリーンガーゼ	1枚入(10袋)	内装	122 × 155 × 258	246.4g	X		でも使用されている医療ガーゼ タイプII 8plyのガーゼです。
	7.5cm×7.5cm 8ply —般医療機器 E.O	外装	508 × 336 × 273	2.5kg	8箱	4 971032 000930	●無菌保持力の高い、医療用の	
·	100 mm 11.	CN 滅菌クリーンガーゼ L	販売単位	118 × 173 × 20	19.9g	10/⊞	CND*-++ L	滅菌包装材料を使用しています。 ● 箱裏面に印刷されている目盛り
	1枚入(84 7.5cm×10cm	1枚入(8袋)	内装	122 × 176 × 258	242.7g	12個 ×		を使用すると、傷などの大きさが 分かりやすく、サイズ選びが容易
		/.5cm×IUcm 8pty 一般医療機器 E.o.g.	外装	508 × 378 × 273	2.5kg	8箱	4 971032 000947	です。
	90-28-4	CN 滅菌クリーンガーゼ LL	販売単位	118 × 238 × 17	25.2g	12個	C N	● 基本サイズのS・M・Lの他、医療 機関で多く使用されているLL・
	00095	1枚入(5袋)	内装	122 × 242 × 228	221.4g	1210 X		3Lサイズがあり、計5種類の サイズ展開から用途に合わせて
		7.5 cm×15 cm 8 ply ——般医療機器 E.o.g.	外装	320 × 480 × 500	2.4kg	8箱	4 971032 000954	選べます。
-	- 11	CN 滅菌クリーンガーゼ 3L	販売単位	202 × 239 × 17	40.1g	12/⊞	CNカ*ーセ* 3L	■ 医療ガーゼ:13700000
	213-215-F	1枚入(5袋)	内装	206 × 242 × 234	327.9g	12個 ×		■ 販売名:滅菌オオサキ医療ガーゼ ■ 届出番号:23B2X10001000004
	00096	15cm×15cm 4ply 一般医療機器 E.o.G.	外装	680 × 505 × 480	3.6kg	12箱	4 971032 000961	
		CN 滅菌クリーンガーゼ Y	販売単位	118 × 152 × 20	16.8g	12個	CNカ*ーセ* Yカット	●Y字に切り込みが入っている
	211-211-6	1枚入(8袋) 7.5cm×7.5cm 8ply	内装	122 × 155 × 258	212.8g	×		不織布製のガーゼです。 ■ 医療ガーゼ:34655000
	00107	- 般医療機器 E.O.G.	外装	508 × 336 × 273	2.2kg	8箱	4 971032 001074	■ 販売名:滅菌クロスガーゼコットン ■ 届出番号:23B2X10001000083
	CN %	CN 滅菌クリーンガーゼII	販売単位	88 × 123 × 30	32.2g	8個 ×	CND*-23 S12	
		S 1枚入(12袋) 5cm×5cm 12ply	内装	215 × 95 × 130	351.8g			
	15285	- 般医療機器 E.O.G.	外装	560 × 315 × 455	9.6kg	24箱	4 971032 152851	
	かり カリーンガーゼ	CN 滅菌クリーンガーゼⅢ	販売単位	88 × 123 × 90	81.6g	8個	CNカ*ーセ*3 S36	 ● 必要な時に必要な分だけ、清潔・
ガ	かられてクリーンガーゼ	S 1枚入(36袋) 5cm×5cm 12ply	内装	215 × 185 × 190	832.5g	×		便利に使用できる1枚個包装の
 +)	15288	一般医療機器 E.O.G.	外装	600 × 395 × 235	5.8kg	6箱	4 971032 152882	滅菌済ガーゼです。 ● サイズに合わせて12枚重ねに
ーゼ製品	CN i	CN 滅菌クリーンガーゼII	販売単位	107 × 148 × 30	48.7g	8個 ×	CND*-t*3 M10	折り畳んであるため、厚みを
品		M 1枚入(10袋) 7.5 cm×7.5 cm 12 ply	内装	265 × 115 × 130	506.6g			求める時に適しています。 ● 無菌保持力の高い、医療用の
	15286	一般医療機器 E.O.G.	外装	560 × 375 × 555	13.7kg	24箱	4 971032 152868	滅菌包装材料を使用しています。 ● 箱裏面に印刷されている目盛り
	7/3-7/8-E	CN 滅菌クリーンガーゼIII	販売単位	107 × 148 × 80	122.2g	8個	C N h * - t * 3 M 3 0	を使用すると、傷などの大きさが 分かりやすく、サイズ選びが容易
		M 1枚入(30袋) 7.5 cm×7.5 cm 12 ply	内装	330 × 115 × 265	1.2kg	X		です。
	15289	一般医療機器 E.O.G.	外装	560 × 255 × 350	5.8kg	4箱	4 971032 152899	● 使用頻度に合わせて入数が選べ ます。
	99-74-t	CN 滅菌クリーンガーゼIII	販売単位	107 × 148 × 30	50.7g	8個	C N t * - t * 3 L 8	■ 医療ガーゼ:13700000
	15287 L 11次人(0次) 7.5cm×10cm 12ply 一般医療機器 E.O.G.	L 1枚入(8袋) 7.5 cm×10 cm 12 ply	内装	315 × 115 × 110	521.7g	× 16箱		販売名:滅菌オオサキ医療ガーゼ届出番号:23B2X10001000004
		外装	655 × 255 × 455	9.6kg	1048	4 971032 152875	- 油出出 J·23B2X10001000004	
	211-24-6	CN 滅菌クリーンガーゼIII	販売単位	107 × 148 × 70	125.0g	8個		
		L 1枚入(24袋) 7.5cm×10cm 12ply	内装	315 × 115 × 290	1.3kg	× 4箱		
	15290	一般医療機器 E.O.G.	外装	610 × 255 × 335	6.1kg	一个日	4 "971032"152905"	
	71-t' \$	CN ガーゼ 1m	販売単位	110 × 205 × 4	13.0g	20個		● ソフトで吸収性の良い、医療現場
		1枚入	内装	105 × 185 × 120	272.0g	× 20袋		でも使用されているガーゼです。 ●用途に合わせてカットすることが
	00202	30cm×1m 一般医療機器	外装	560 × 260 × 390	6.0kg	_01X	4 971032 002026 CNカゲーセゲー 10M	● 用述に合わせてカットすることが できます。
	CN ガーゼ 10m		販売単位	180 × 225 × 30	111.0g	10個 × 8袋		■ 医療ガーゼ:13700000 ■ 販売名:オオサキ医療ガーゼ
	- 20	1枚入	内装	160 × 160 × 360	1.1kg			■ 届出番号:23B2X10001000003
	00203	30cm×10m —般医療機器	外装	690 × 385 × 330	9.8kg	020	4 "971032"002033" CN キュウキュカ・セ・フック	
	教室ガーゼ	CN 救急ガーゼ	販売単位	115 × 150 × 20	24.0g	2004		● ソフトで吸収性の良い、医療現場 でも使用されているガーゼです。
	75 cm \ 775 cm \ 90 lv \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		内装	—	-	200袋		● 使いやすいサイズにカットし、 折り畳んであるため、はさみで
	00193	7.5cm×7.5cm 8ply —般医療機器	外装	555 × 420 × 275	4.2kg		4 "971032"001937" CNキュウカ・ーセ・オオキメ	切ったり折り畳んだりする手間
	CN 救急ガーゼ		販売単位	195 × 230 × 15	52.0g	2004		がありません。 ■ 医療ガーゼ: 13700000
	- B	大きめサイズ 15枚入 15cm×15cm 4ply - 般医療機器	内装	- 040 × 240 × 400	12.01-	200袋		■ 販売名:オオサキ医療ガーゼ
	00194	一般医療機器	外装	940 × 340 × 490	12.0kg		4 "971032"001944"	■ 届出番号: 23B2X10001000003

◇商品は全てオープン価格です。



クリーンナース シリーズ Clean of Nurse Muse Land of Nurse Land of Nu



分類	品番	商品名·内容量·規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	棞入数	JAN⊐−ド	商品特長
	1000 · 550	CN 伸縮ホータイ S	販売単位 85 × 135 × 40	19.0g	10個	CNシンシュクホータイS	同じ幅で伸縮する、巻きやすい
	- N	1巻入	内装 320× 85× 80	245.0g	X		● 同じ幅で沖縮する、含さやすい 伸縮ホータイです。
	06500	幅5cm×伸長4.5m	外装 340 × 450 × 505	8.0kg	30箱	4 971032 065007	●伸縮自在で肘や膝、足首、手首
	報告・少く	CN 伸縮ホータイ M	販売単位 85 × 130 × 40	27.0g	10個	CNシンシュクホータイ M	などの関節部、また、ふくらはぎ ・ や頭部など滑りやすい部分に巻
	06501	1巻入	内装 320× 93×130	355.0g	×		いてもズレにくくなっています。
		幅7.5cm×伸長4.5m	外装	8.0kg	20箱	4 971032 065014	◆ 巻き終わりは、包帯止めがなく ても挟み込むだけで留めること
	06502	CN 伸縮ホータイ L	販売単位 85 × 155 × 40	32.0g	10個	CNシンシュクホータイ L	ができます。
		1巻入	内装 320× 93×130	400.0g	× 20箱		● 耳付きのため、ほつれません。● 蛍光増白剤は使用していません。
		幅9cm×伸長4.5m	外装 340 × 490 × 545	8.8kg		4 971032 065021	TO ALIMON IN CONC.
	THE R. LEWIS CO., LANSING, MICH.	CN ネットホータイ	販売単位 85 × 140 × 5	6.0g	10個 × 30袋	C N x y h x - 9 1 1 *	● 指のガーゼ固定に適したネット タイプの包帯です。
ホ	2718-91	指用 3本入	内装 170× 20×140	60.0g			●指先をやさしく保護します。
タ	06503	幅2cm×長さ6.5cm	LINE I			4 971032 065038	● タテヨコに伸縮性があり、どの指 にもぴったりとフィットします。
イ			外装 275 × 150 × 415	2.1kg			● 蛍光増白剤は使用していません。
器品	27h4-91	CN ネットホータイ	販売単位 90 × 140 × 7	6.0g	10個		-
	No.	手のひら・手首用 1枚入	内装	64.0g	× 30袋		
-	06504	幅8.3cm×長さ13cm	外装 275 × 150 × 415	2.3kg		4 "971032"065045"	●体の各部位のガーゼ固定に ●体の各部位のガーゼ固定に
	2718-91	CN ネットホータイ 足首用 1枚入 幅7cm×長さ27cm	販売単位	10.0g	10個 × 30袋		適したネットタイプの包帯です。
				110.0g 3.5kg			●手や腕、足を通すだけですぐに 使えます。
ŀ	06505	CN ネットホータイ ひじ用 2枚入 ^{幅7cm×長さ19cm}	販売単位 90 × 140 × 10	10.2g	10個 × 30袋	4 "971032"065052" CNネットホータイ ヒシ*	●幅方向のみ伸縮自在で、押さえ
			内装 180×140× 65	130.0g		4 971032 065069	にくい関節部や屈曲部にも ガーゼ・パップ剤を簡単に固定
			外装	3.8kg			できます。
	06507	CN ネットホータイ ひざ・太もも用 1枚入 幅7.5cm×長さ30cm	販売単位 90×140× 10	10.0g	10個 × 30袋	CNネットホータイヒサ * モモ	● 蛍光増白剤は使用していません。
			内装 180×140× 60	100.0g			
			外装 285 × 250 × 465	3.4kg		4 971032 065076	
	02001	CN 耳かき綿棒 紙軸 1本入(50袋)	販売単位 120 × 160 × 15	22.00	10 77	CNミミカキメンホ゜ウ	●携帯に便利な個包装の耳かき
				23.0g		4 971032 020013	網棒です。 ● 網球はコットン100%のため、ソフトな使用感で耳の内部や柔らかな肌にも使用してできます。 ● 軸は適度な弾力があり、耳や肌など、どこにでもやさしいタッチです。
綿棒			内装	300.0g	10個 ×		
棒			132 132 \ 113 \ 143	300.06	20箱		
			外装 390 × 402 × 315	6.7kg			
	20-2 # 8	CN クリーン綿棒 SP0115-1 紙軸 20個入 ^{綿径1.70mm}	販売単位 115 × 256 × 20	35.0g	10袋 × 18包	C N メン 本 * ウ P O 1 1 5 一 1	
	100		内装 230 × 256 × 100	352.0g			
	02003	軸長150mm (E.O.S.) CN クリーン綿棒 S0415-1 木軸 20個入 綿径4mm 軸長150mm (E.O.S.)	外装 440 × 410 × 315 販売単位 115 × 256 × 20	7.3Kg 35.1g		4 "971032"020037" CNメンホ・ウ 0415-1	
			内装	352.0g	10袋 ×		
			外装	5.2Kg	12包	4 971032 020044	
滅	210-2	CN クリーン綿棒	販売単位 115 × 256 × 20	36.1g	10袋	CNメンホ*ウP0415-1	\\ \frac{1}{2} \\ \fr
滅菌綿棒		SP0415-1 紙軸 20個入	内装 230 × 256 × 100	362.0g	×		● 必要な時に必要な分だけ、清潔、 便利に使用できる、個包装の
棒		綿径4mm 軸長150mm E.o.g.	外装 440 × 410 × 315	5.3Kg	12包	4 971032 020051	滅菌済綿棒です。
	02006	CN クリーン綿棒	販売単位 115 × 256 × 30	36.1g	10袋 × 12包 10袋 × 18包	CNメンホッウ 0815-1	
		S0815-1 木軸 20個入 綿径8mm 軸長150mm E.O.G.	内装 230 × 256 × 100	362.0g			
			外装 440 × 410 × 315	5.3Kg		4 971032 020068	
	クリーン 議議	CN クリーン綿棒	販売単位 115 × 256 × 20	21.5g		C N X V \(\pi\) 1 2 1 5 - 1	_
	原料	S1215-1 木軸 10個入 #経12mm	内装	216.0g			◇商品は全てオープン価格です。
	02007		外装	4.9kg		名 4 971032 020075	

_____ ◇ 商品は全てオープン価格です。





分類	品番	商品名·内容量·規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量 _	梱入数	JAN⊐−ド	商品特長	
	2006 *	CN ケアテープ	販売単位 75 × 130 × 12	17.9g	20個	CNテーフ・フ・ラスチック	小サミなどを使わずに手で簡単に	
テ	4.3	プラスチックタイプ 1巻入	 内装	418.0g	2010 X		切ることができます。	
	05502	幅1.2cm×9m	外装 290 × 400 × 475	5.8kg	18箱	4 971032 055022	● 通気性・透湿性があるため、ムレ・ カブレ防止に優れています。	
プ	Least .	CN ケアテープ	販売単位	12.0g	20個 ×	CNテーフ・フショクフ	●プラスチックタイプは半透明のため、顔や手足などに貼っても	
類	05503	不織布タイプ 1巻入 ^{幅1.2cm×9m}	内装	291.0g			目立ちにくくなっています。 ● 不織布タイプは柔らかい素材のため、 肌にぴったりとフィットします。	
			 外装	5.8kg	18箱	4 971032 055039		
傷	PR . 15	CN クリーン防水パッド M	販売単位 125 × 185 × 4	15.0g		CNホ゛ウスイハ゜ット゛ M	* 2.5.0.031-2.5.0.037-C17 (7)3/K	
当てパッ	00200	1枚入 (3袋) 本体8cm×10cm パッド部4cm×6.5cm 一般医療機器	内装	155.0g	10個 ×		便利に使用できる、滅菌済フィルム ドレッシングです。	
パリ			外装 380 × 210 × 260		20包		■ 救急絆創膏:34864000 ■ 販売名:滅菌オオサキ防水パッド CN	
		一般医療機器	7f表 300 × 210 × 200	3.6kg		4 "971032"002002"	■ 届出番号:23B2X10001000097	
	100 Table		販売単位 130 × 190 × 40	80.0g			● ソフトな塩化ビニル素材で指先	
	773772	CN プラスチック手袋	ф# 224 V 120 V 177	020.0-	10個		までフィットし、細かな作業に 適した、パウダーフリータイプの	
	Stine of Co.	フリーサイズ 10枚入 手のひらの幅8.5cm×23.5cm	内装 224 × 130 × 177	820.0g	× 10箱		使い捨てプラスチック手袋です。 ● 左右両用のため、片手だけでの	
	03000		外装 240 × 390 × 685	8.8kg		4 "971032"030005"	使用が可能で経済的です。	
手		CN 始工代 M	販売単位 100 × 175 × 8	19.0g	20/5	CNメンテフ*クロ M	- 炉1000/ 字冊 江北上 唐 4 5 10	
袋	in sa	CN 綿手袋 M 1組入 手のひらの幅8.5cm×22.5cm	内装	630.0g	30個 ×		● 綿100%で吸汗性に優れた綿 手袋です。ゴム手袋の下に使用	
	03001		外装	7.0kg	10箱	4 971032 030012	すると、汗で手がべトつきません。 ● 荒れやすい手を、やさしくガード	
İ	03001	CN 綿手袋 L	販売単位 100 × 175 × 8	20.0g	20/19	CN×ンテフ・クロ L	します。	
	03002	1組入 手のひらの幅9.5cm×23.5cm	内装	650.0g	30個 × 10箱		就寝前にハンドクリームなどで お手入れをした後使用すると、 寝具などを汚しません。	
			外装	7.2kg		4 971032 030029		
	03100	CN オブラート 丸型 100枚入	販売単位 115 × 148 × 11	24.9g	20個 ×	CNオフ・ラート マルカ・タ	● 国産のばれいしょでん粉を使用	
 _			 内装 255 × 115 × 115	600.0g			した、からだに無害で安心な	
オブラ		直径9cm 軽減税率	外装	12.9kg	20箱	4 971032 031002	オブラートです。 ● 旅行や外出の際、携帯に便利な	
フト	790 3 779-1	CN フクロオブラート	販売単位 115 × 147 × 20	18.8g	10個 ×	CNオフ・ラートサンカク	プラスチックケースに入っています。	
F	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	三角型 50枚入	内装 255 × 115 × 115	280.0g			● 三角型は扱いやすい三角型袋タイプのため、簡単に薬を包む	
	03101	スタンド付 軽減税率 8%	外装	6.5kg	20箱	4 971032 031019	ことができます。	
	07061	CN 眼帯セット 1組入	販売単位 85 × 175 × 10	18.7g	15袋 × 12箱	CNカ・ンタイセット8アワセ	● 立体カーブ形状で圧迫感が少なく、	
						4 971032 070612	目やまぶたにやさしい眼帯です。 素材に金属を使用していないため、	
眼帯			内装 125×170× 90	318.4g			金属アレルギーの方にも安心です。	
			······ 外装	4.21.0			●紐の長さを自由に調節できる ストッパーがついているため	
			外装 390 × 185 × 370 	4.3kg			無理なく調整できます。	
	05003	CN ガーゼマスク 18枚合 1枚入	販売単位 110 × 175 × 6	12.0g	12個	<u> カドーセドマスク 18アワセ</u>	● 保温・保湿に優れた、肌にやさしい コットン100%のガーゼマスクです。	
			内装① 110 × 170 × 60	136.0g	× 5袋 ×		● 風邪や花粉の対策に使用でき	
			内装② 110 × 170 × 270	684.0kg			ます。 ● 洗濯して繰り返し使用できるため、	
			外装	7.6kg	10包	4 "971032"050034"	経済的です。	
	7400 See		販売単位 120 × 235 × 10	17.0g	(1)	기시ットマ지クフッウ 5マイ	● ディスポーザブルタイプの不織布 マスクです。	
\exists		CN フィット&ガードマスク	内装 125 × 235 × 100	250.0g	10袋 ×		● ソフトタッチの不織布を使用して	
ク	05007	レギュラー 5枚入 17.5cm×9.5cm	734X 125 × 255 × 100	230.06	40箱		いるため肌触りがよく、立体プリーツ 加工でアゴまでしっかりカバー	
		17.501189.5011	外装 520 × 490 × 520	11.0kg		4 "971032"050072"	します。 ● フィット性の高いノーズピースを	
			販売単位 105 × 84 × 33	14.0g		エチケットマスクフッウ2マイ	使用しているため、眼鏡やゴーグル	
	05010	CN エチケットマスク BOXタイプ ふつう 2枚入 17.5cm×9.5cm			50箱		が曇りにくくなっています。 ● 高性能フィルタでウイルス飛沫の	
			内装 一	_		50箱	侵入をガードします。 ● バリア性に優れたフィルタを使用	
			外装	1.3kg			しており、「JIS T9001」クラスIIに	
							適合しています。◇ 商品は全てオープン価格です。	

◇ 商品は全てオープン価格です。

■JIS T9001適合審査合格品(CN フィット&ガードマスク)

日本産業規格 JIS T 9001 医療用マスク クラス II 規格適合番号 M 22309003 | Tikita |

■JIS T9001適合審査合格品(CN エチケットマスク)

	日本産業規格 JIS T 9001								
医療用マスク クラス II 規格適合番号 M 223100									
- 1	適合番号発行元:JHP								
	試験項目	PFE	BFE	VFE	可燃性	血液バリア	安全衛生		
-	規格値	≥98%	≥98%	≥98%	(区分1)	16.0 kPa	•通気性		






関連商品

売店販促用ネット什器


- ●店舗スペースに合わせて、2種類の大きさのネット 什器から選べます。
- ●商品の大きさに合わせて、フックの取り付け位置を 変えることができます。
- ●簡単に移動できるキャスター付きです。



ネット什器用フック



商品陳列例



ネット什器

商品規格

■売店販促用ネット仕器

品番		サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数					
92200001	ネット什器 60cm幅	販売単位 600 × 1600 × 430	_	_	_				
92200002	ネット什器 90cm幅	販売単位 900 × 1600 × 430	_	_	_				
92200003	ネット什器用 フック 10本入 15cm	販売単位 一	_	_	_				
92200004	ネット什器用 フック 10本入 ^{25cm}	販売単位 一	_	_	_				

◇商品は全てオープン価格です。



https://www.osakimedical.co.jp/



オオサキメディカル オフィシャルサイト

■添付文書が必要な方は弊社まで請求してください。 ※規格には誤差が生じる場合があります。