

指定医薬部外品

エタノール含浸綿

アルウェッティ® one E



脱脂綿製品

消毒綿

手指・皮膚の消毒に、便利で衛生的！
個包装タイプのエタノール含浸綿です。



脱脂綿製品

消毒綿

商品特長

1 コンパクトな100包入り

- 100包入りはコンパクトサイズのため、回診車に置いて邪魔にならず、持ち運びにも便利です。
- 1箱の入数が少ないため、物品管理に適しています。

2 物流管理や処方時に便利な3000包入り

- 3000包入りは30包ずつ輪ゴムで束ねているため、物流管理や処方時の手間が省けます。

3 衛生的で便利なアルミ個包装

- アルミ個包装のため、気密性が高く濃度低下がほとんどありません。そのため、自己注射時や血糖値測定時、手指・皮膚の消毒時に常に適切な消毒効果が得られ、持ち運びにも便利です。
- アルコール・カット綿の準備や、万能ツボの再生業務(洗浄、滅菌など)の省力化が図れます。

4 毛羽立ちを抑えた脱脂綿を使用

- 脱脂綿は毛羽立ちを抑えているため、使用部位への綿残りがほとんどありません。
- エタノール80%を脱脂綿(3.7cm×8cm 2ツ折)に含浸させ、個包装パックにしました。



100包



3000包

3000包入りは30包ごとに輪ゴムでとめ、10束ずつビニール袋に入れて梱包しています。(300包×10袋)

- ⚠️ 血糖測定時に偽低血糖を示すことがあるため、消毒薬が十分に乾燥していることを確認し、測定を行ってください。
- ⚠️ 開封後は保存せず、速やかに使用してください。
- ⚠️ アルコール過敏症の方は医師又は薬剤師にご相談ください。
- ⚠️ 衣類につくと脱色、変色することがあるため注意してください。

商品情報

■ 効能・効果

手指・皮膚の洗浄・消毒

■ 用法・用量

そのまま手指・皮膚に塗布又は塗擦する。

■ 成分

成分名	薬液100mL中
日局エタノール	83mL
日局精製水	適量
脱脂綿	0.24g

関連商品



指定医薬部外品 アルウェッティ®Box-E

- 5種類の入数から選べるため、診療科ごとの使用量に合わせて、経済的に使用できます。(32枚入、50枚入、100枚入、200枚入、ワイド50枚入)

[4cm×4cm] ■販売名:酒精綿G ■承認番号:22000DZX00225000
[8cm×8cm] ■販売名:酒精綿G-C15 ■承認番号:22200DZX00139000



指定医薬部外品 アルウェッティ®one2-E

- 個包装タイプの2枚入りエタノール含浸綿です。
- 持ち運びに便利な100包入りと、物流管理や処方時に便利な3000包入りから用途に合わせてお選びいただけます。

■販売名:酒精綿GIIプラス ■承認番号:22200DZX01614000

商品規格

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード / ITFコード
31076	アルウェッティ®one-E 1枚入(100包) 3.7cm×8cm 2ツ折	販売単位 120 × 70 × 70	213.0g	36箱	4971032310763
		外表 438 × 234 × 258	8.3kg		14971032310760
31077	アルウェッティ®one-E 1枚入(3000包) 3.7cm×8cm 2ツ折	販売単位 469 × 142 × 288	6.4kg	—	4971032310770 14971032310777

■販売名:酒精綿GII ■承認番号:22200DZX01612000
■製造国:中国

◇商品は全てオープン価格です。

Osaki
オオサキメディカル株式会社
名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812
https://www.osakimedical.co.jp/



オオサキメディカル
オンラインサイト

取扱店

※規格には誤差が生じる場合があります。