



脱脂綿製品

止血圧迫綿



止血圧迫綿

マールパッド 滅菌マールパッド



パッドの中心部を盛り上げ
円盤状に圧縮成形した、圧迫止血用パッドです。



脱脂綿製品

止血圧迫綿

商品特長

点に近い状態での止血圧迫が可能

- パッドの中心部を盛り上げ円盤状に圧縮成形した、圧迫止血用パッドです。
- 綿体中心部が盛り上がっているため、平面ではなく点面に近い状態での止血が可能です。
- 採血後や透析後の止血に最適です。

吸水性に優れたレーヨン不織布を使用

- 表面素材には、ソフトで吸収性に優れたレーヨン不織布を使用しています。



※補助テープで固定して使用してください。

商品規格

■マールパッド

品番	商品名・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード / ITFコード
32925	マールパッド No.20 20mm(直径) 500個入	販売単位 302 × 70 × 203	289.0g	10箱	4971032329253
		外装 420 × 308 × 410	4.0kg		14971032329250
32921	マールパッド No.25 25mm(直径) 500個入	販売単位 302 × 70 × 203	400.0g	10箱	4971032329215
		外装 420 × 308 × 410	4.6kg		14971032329212

◇商品はすべてオープン価格です。

■滅菌マールパッド

品番	商品名・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード / ITFコード
32923	滅菌マールパッド TS20-2 20mm(直径) 2個入(200袋)	販売単位 205 × 146 × 200	—	8箱	4971032329239
		外装 420 × 308 × 410	—		14971032329236
32924	滅菌マールパッド TS20-10 20mm(直径) 10個入(60袋)	販売単位 205 × 146 × 200	401.0g	8箱	4971032329246
		外装 420 × 308 × 410	3.8kg		14971032329243
32926	滅菌マールパッド TS20-30 20mm(直径) 30個入(40袋)	販売単位 205 × 146 × 200	—	8箱	4971032329260
		外装 420 × 308 × 410	—		14971032329267
32922	滅菌マールパッド TS25-1 25mm(直径) 1個入(100袋)	販売単位 300 × 50 × 200	—	8箱	4971032329222
		外装 318 × 409 × 213	—		14971032329229
32919	滅菌マールパッド TS25-2 25mm(直径) 2個入(200袋)	販売単位 205 × 146 × 200	567.0g	8箱	4971032329192
		外装 420 × 308 × 410	5.3kg		14971032329199
32920	滅菌マールパッド TS25-10 25mm(直径) 10個入(60袋)	販売単位 205 × 146 × 200	—	8箱	4971032329208
		外装 420 × 308 × 410	—		14971032329205

◇商品はすべてオープン価格です。



オオサキメディカル株式会社

本社 / 名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812 Tel(052)501-2221
ホームページ / <http://www.osakimedical.co.jp/> E-mail / support@osakimedical.co.jp

※規格には誤差が生じる場合があります。

取扱店