

一般医療機器

滅菌ディスポカップ

ネオシリーズ



脱脂綿製品	脱脂綿製品
綿球/カットメン ディスポ消耗品	綿球/カットメン ディスポ消耗品

直接薬液を注いで使用できる、
1処置1カップの滅菌材料です。



商品規格

品番	商品名・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード / ITFコード
32530	ネオ・パール®J EB10-10 (20個) 10mm(直径) 10球入	販売単位 322 × 147 × 216	196.0g	4箱	4971032325309
		外装 457 × 320 × 332	—		
32531	ネオ・パール®J EB10-20 (20個) 10mm(直径) 20球入	販売単位 322 × 147 × 216	—	4箱	4971032325316
		外装 457 × 320 × 332	—		
32533	ネオ・パール®J EB14-10 (20個) 14mm(直径) 10球入	販売単位 322 × 147 × 216	213.0g	4箱	4971032325330
		外装 457 × 320 × 332	2.0kg		
32535	ネオ・パール®J EB14-20 (20個) 14mm(直径) 20球入	販売単位 322 × 147 × 216	395.9g	4箱	4971032325354
		外装 457 × 320 × 332	2.1kg		
32539	ネオ・パール®J EB20-10 (20個) 20mm(直径) 10球入	販売単位 322 × 147 × 216	400.3g	4箱	4971032325392
		外装 457 × 320 × 332	2.1kg		
32541	ネオ・パール®J EB20-20 (20個) 20mm(直径) 20球入	販売単位 322 × 147 × 216	480.6g	4箱	4971032325415
		外装 457 × 320 × 332	2.5kg		
32542	ネオ・パール®J EB20-30 (20個) 20mm(直径) 30球入	販売単位 322 × 147 × 216	—	4箱	4971032325422
		外装 457 × 320 × 332	—		
32543	ネオ・パール®J EB25-10 (20個) 25mm(直径) 10球入	販売単位 322 × 147 × 216	—	4箱	4971032325439
		外装 457 × 320 × 332	—		
32547	ネオ・パール®J EB30-5 (20個) 30mm(直径) 5球入	販売単位 322 × 147 × 216	443.0g	4箱	4971032325477
		外装 457 × 320 × 332	2.0kg		
32550	ネオ・パール®J EB30-10 (20個) 30mm(直径) 10球入	販売単位 322 × 147 × 216	549.3g	4箱	4971032325507
		外装 457 × 320 × 332	2.7kg		
32552	ネオ・パール®J EB40-3 (20個) 40mm(直径) 3球入	販売単位 322 × 147 × 216	456.0g	4箱	4971032325521
		外装 457 × 320 × 332	2.0kg		
32459	ネオ・パール®J S30-5W (20個) 30mm(直径) 5球入(2重包装)	販売単位 350 × 160 × 226	—	4箱	4971032324593
		外装 518 × 432 × 306	—		
32460	ネオ・パール®J S30-7W (20個) 30mm(直径) 7球入(2重包装)	販売単位 350 × 160 × 226	536.6g	4箱	4971032324609
		外装 518 × 432 × 306	2.9kg		
32492	ネオ・パール®J S30-10W (20個) 30mm(直径) 10球入(2重包装)	販売単位 350 × 160 × 226	—	4箱	4971032324920
		外装 518 × 432 × 306	—		

■販売名:滅菌パール綿球 ■届出番号:23B2X10001000032
 ■その他の規格は、お客様のご要望に応じて承ります。 ◇商品はすべてオープン価格です。

ネオ・スリム/ネオ・スリムJ

品番	商品名・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード / ITFコード
34005	ネオ・スリム (20個) 4cm×4cm 5球入	販売単位 170 × 200 × 170	273.3g	6箱	4971032340050
		外装 525 × 214 × 352	2.2kg		
34006	ネオ・スリムJ (20個) 4cm×4cm 15球入	販売単位 217 × 147 × 322	620.1g	4箱	4971032340067
		外装 458 × 318 × 333	3.0kg		

■販売名:滅菌オオサキ医療脱脂綿 ■届出番号:23B2X10001000030
 ■その他の規格は、お客様のご要望に応じて承ります。 ◇商品はすべてオープン価格です。

ネオ・カップ/ネオ・カップJ

品番	商品名・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード / ITFコード
55615	ネオ・カップ (20個) E.O.G滅菌済	販売単位 170 × 200 × 170	173.3g	6箱	4971032556154
		外装 525 × 214 × 352	1.6kg		
55638	ネオ・カップJ EB (20個) 電子線滅菌済	販売単位 322 × 147 × 217	320.1g	4箱	4971032556383
		外装 458 × 318 × 333	1.8kg		

◇商品はすべてオープン価格です。

▶▶▶ ネオ・パール®の規格表は中面にあります。



オオサキメディカル株式会社

本社 / 名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812 Tel(052)501-2221
 ホームページ/ <http://www.osakimedical.co.jp/> E-mail/support@osakimedical.co.jp

■添付文書が必要な方は弊社まで請求してください。
 ※規格には誤差が生じる場合があります。

取扱店

商品特長

使い切りで院内感染防止に

- 1回の処置に必要な衛生材料が入ったディスポタイプのため、いつでも清潔で簡単に使用できます。
- 衛生材料を万能ツポに移しかえる必要がなく、汚染のリスクを軽減できます。

万能ツポの再生業務の省力化に

- 衛生材料の滅菌や万能ツポの再生などにかかる業務の省力化が図れます。

単包薬液との併用で利便性向上

- 上蓋をめくだけで、薬液をカップに直接注ぎ、使用することができます。(目安になる目盛りがついています)
- 単包タイプの薬液と併用すれば、さらに利便性が向上します。

環境や安全を考慮したパッケージ

- 使用後のカップは、重ねて廃棄することができます。
- カップは環境性・安全衛生性及び耐薬品性に優れたA-PET(非結晶ポリエステル)を使用し、廃棄後に焼却してもダイオキシンなどの有害な物質が出ず、炭酸ガスと水に分解されます。



ネオ・パール®




ネオ・パール®J



ネオ・スリムJ / ネオ・スリム

商品情報

■使用方法



関連商品

一般医療機器

滅菌QCパール®綿球S・J

薬液を注ぐだけで使用できる、ディスポタイプの万能ツポに入った、滅菌済パール®綿球です。



医療用医薬品

ポビドンヨード外用液10%オオサキ

最適な容量を選択できるため、無駄の少ない単包タイプのポビドンヨード製剤です。



管理医療機器

滅菌M・Lセッシン

超精密成型によりステンレス鑷子と変わらない精度と使用感を実現した、プラスチック製の滅菌済ディスポ鑷子です。



ラインナップ

■ネオ・パール® / ネオ・パール®J

- カップ容量がネオ・パール®は約125cc、ネオ・パール®Jは約250ccのカップに入った滅菌済パール®綿球です。
- 本品の綿球には、薬液の使用量を10%~15%節約できる、経済的なパール®綿球を使用しています。(当社オオサキ綿球比)
- パール®綿球は合成樹脂接着剤を一切使用せず、特殊表面加工により綿球の毛羽を押えてあるため、脱落繊維が少なく創傷部に綿残りしません。
- ネオ・パール®Jは多くの球数が必要な場合や、サイズの大きな綿球を使用する場合に最適です。



オオサキ綿球 パール®綿球




Wパッケージ

■Wパッケージ

- 術前消毒や分娩時の消毒で無菌的操作が必要な場合に最適な、Wパッケージタイプのネオ・パール®Jもあります。

■ネオ・スリム / ネオ・スリムJ

- カップ容量がネオ・スリムは約125cc、ネオ・スリムJは約250ccのカップに入った滅菌済スリムコットンです。
- ダイヤモンドプレス加工により、毛羽立ちが少なく1枚1枚はがしやすくなっています。



■ネオ・カップ / ネオ・カップJ

- 滅菌済ディスポカップとして幅広い用途に使用できます。
- カップ容量がネオ・カップは約125cc、ネオ・カップJは約250ccとなっているため、内容量や用途に合わせて無駄なく使用できます。



*ネオ・カップはE.O.G.滅菌済、ネオ・カップJは電子線滅菌済です。

商品規格

■ネオ・パール®

一般医療機器 コットンボール:11028000

品番	商品名・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))		重量	梱入数	JANコード / ITFコード
		販売単位	外装			
32505	ネオ・パール® EB10-3 (20個) 10mm(直径) 3球入	販売単位	170 × 200 × 170	178.7g	6箱	4971032325057
		外装	525 × 214 × 352	1.6kg		
32507	ネオ・パール® EB10-10 (20個) 10mm(直径) 10球入	販売単位	170 × 200 × 170	197.0g	6箱	4971032325071
		外装	525 × 214 × 352	1.7kg		
32511	ネオ・パール® EB14-3 (20個) 14mm(直径) 3球入	販売単位	170 × 200 × 170	184.7g	6箱	4971032325118
		外装	525 × 214 × 352	1.6kg		
32512	ネオ・パール® EB14-5 (20個) 14mm(直径) 5球入	販売単位	170 × 200 × 170	192.3g	6箱	4971032325125
		外装	525 × 214 × 352	1.7kg		
32513	ネオ・パール® EB14-10 (20個) 14mm(直径) 10球入	販売単位	170 × 200 × 170	213.0g	6箱	4971032325132
		外装	525 × 214 × 352	1.8kg		
32516	ネオ・パール® EB20-3 (20個) 20mm(直径) 3球入	販売単位	170 × 200 × 170	197.4g	6箱	4971032325163
		外装	525 × 214 × 352	1.7kg		
32518	ネオ・パール® EB20-5 (20個) 20mm(直径) 5球入	販売単位	170 × 200 × 170	213.4g	6箱	4971032325187
		外装	525 × 214 × 352	1.8kg		
32519	ネオ・パール® EB20-10 (20個) 20mm(直径) 10球入	販売単位	170 × 200 × 170	253.5g	6箱	4971032325194
		外装	525 × 214 × 352	2.0kg		
32523	ネオ・パール® EB25-3 (20個) 25mm(直径) 3球入	販売単位	170 × 200 × 170	218.6g	6箱	4971032325231
		外装	525 × 214 × 352	1.8kg		
32524	ネオ・パール® EB25-5 (20個) 25mm(直径) 5球入	販売単位	170 × 200 × 170	248.9g	6箱	4971032325248
		外装	525 × 214 × 352	2.0kg		
32525	ネオ・パール® EB30-2 (20個) 30mm(直径) 2球入	販売単位	170 × 200 × 170	219.1g	6箱	4971032325255
		外装	525 × 214 × 352	1.8kg		
32526	ネオ・パール® EB30-3 (20個) 30mm(直径) 3球入	販売単位	170 × 200 × 170	242.1g	6箱	4971032325262
		外装	525 × 214 × 352	2.0kg		
32527	ネオ・パール® EB30-4 (20個) 30mm(直径) 4球入	販売単位	170 × 200 × 170	271.0g	6箱	4971032325279
		外装	525 × 214 × 352	2.0kg		

■販売名:滅菌パール綿球 ■届出番号:23B2X10001000032
■その他の規格は、お客様の要望に応じて承ります。

◇商品はすべてオープン価格です。

▶▶▶ 規格表は裏表紙へと続きます。