

一般医療機器

医療脱脂綿

スリムコットン



毛羽立ちが少なく1枚ずつはがしやすい
プレス加工した、カットメンです。

商品特長

- ダイヤモンドプレス加工が施してあるため、毛羽立ちが少なく、1枚1枚はがしやすくなっています。
- 従来のカットメンよりコンパクトな箱で、収納スペースをとりません。



商品規格

■スリムコットン

一般医療機器 医療脱脂綿:70975000

品番	商品名・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード/ITFコード	
33706	スリムコットン 4×4 4cm×4cm 500g入	販売単位	230 × 165 × 165	600.0g	20箱	4971032337067
		外装	840 × 350 × 475	13.3kg		14971032337064

■販売名:オオサキ医療脱脂綿 ■届出番号:23B2X10001000029

◇商品はすべてオープン価格です。



オオサキメディカル株式会社

本社 / 名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812 Tel.(052)501-2221
ホームページ / <http://www.osakimedical.co.jp/> E-mail / support@osakimedical.co.jp

■添付文書が必要な方は弊社まで請求してください。
※規格には誤差が生じる場合があります。

取扱店