

一般医療機器

止血用押圧器具



脱脂綿製品

止血・圧迫綿

E.O.G.

滅菌オオサキ 止血用圧迫綿



適度な硬さで固定しやすい形状の
滅菌済 止血用圧迫綿です。



脱脂綿製品

止血・圧迫綿

E.O.G.

商品特長

1 圧迫に適した硬さ

- 圧迫止血に適した硬さと安定性のある、滅菌済 止血用圧迫綿です。


2 業務の省力化に

- 滅菌止血用圧迫綿の作成にかかる業務の省力化が図れます。

- ⚠ 使用中は止血の状態を適宜確認し、圧迫の程度を調節すること。
- ⚠ 高圧蒸気滅菌不可

3 固定しやすい形状

- S・Mは接地面積が広く、安定して固定可能です。
- Lは、両端の角をなめらかにした平丸形のため、肌当たりがやさしく、また、面か点かを選んで圧迫することが可能です。



商品特長


バリエーション

種類	形状	サイズ(短径 長径×全長)
S	平形	8.5mm 18mm×25mm
M	平形	15mm 22mm×35mm
L	平丸形	30mm 35mm×60mm

規格


S:平形

透析処置後などの圧迫止血に適しています。



M:平形

腕(上腕部・^{とうこつ}橈骨部)からのアンギオ処置後などの圧迫止血に適しています。



L:平丸形

足の付け根(^{そけい}鼠径部)からのアンギオ処置後などの圧迫止血に適しています。



素材

ポリプロピレン、ポリエチレン

商品規格

品番		商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))		重量	梱入数	JANコード / ITFコード
33925	滅菌オオサキ 止血用圧迫綿 平形 S-2 2個入(50袋)	短径8.5mm 長径18mm×全長25mm	販売単位	205 × 146 × 200	273.0g	8箱	4971032339252
			外装	420 × 308 × 410	2.8kg		—
33926	滅菌オオサキ 止血用圧迫綿 平形 S-10 10個入(50袋)	短径8.5mm 長径18mm×全長25mm	販売単位	205 × 146 × 200	768.0g	8箱	4971032339269
			外装	420 × 308 × 410	6.8kg		—
33927	滅菌オオサキ 止血用圧迫綿 平形 M-1 1個入(50袋)	短径15mm 長径22mm×全長35mm	販売単位	205 × 146 × 200	323.0g	8箱	4971032339276
			外装	420 × 308 × 410	3.2kg		—
33928	滅菌オオサキ 止血用圧迫綿 平形 M-2 2個入(50袋)	短径15mm 長径22mm×全長35mm	販売単位	205 × 146 × 200	518.0g	8箱	4971032339283
			外装	420 × 308 × 410	4.8kg		—
33929	滅菌オオサキ 止血用圧迫綿 平丸形 L-1 1個入(50袋)	短径30mm 長径35mm×全長60mm	販売単位	205 × 146 × 200	888.0g	8箱	4971032339290
			外装	420 × 308 × 410	7.8kg		—

■販売名:滅菌オオサキ止血用圧迫綿 ■届出番号:23B2X10001000096

◇ 商品はすべてオープン価格です。

Osaki
オオサキメディカル株式会社
名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812
<https://www.osakimedical.co.jp/>



オオサキメディカル
ウェブサイト

取扱店

■添付文書が必要な方は弊社まで請求してください。
※規格には誤差が生じる場合があります。