

一般医療機器

止血用押圧器具

滅菌オオサキ 止血用圧迫綿 丸形



適度な硬さと吸収性のある
滅菌済 止血用圧迫綿です。



脱脂綿製品

止血・圧迫綿

E.O.G.

商品特長

1 パルプ不織布仕様

- 圧迫止血に適した硬さと吸収性のある、滅菌済 止血用圧迫綿です。
- 肌刺激が少なく吸収性の良いパルプ100%の不織布を使用しています。

2 業務の省力化に

- 滅菌止血用圧迫綿の作成にかかる業務の省力化が図れます。

商品情報


規格

S: 丸形 (透析用)

透析処置後などの圧迫止血に適しています。

M: 丸形 (アンギオ用)

腕 (上腕部・橈骨部) からのアンギオ処置後の圧迫止血に適しています。



商品情報

品番		商品名・内容量・規格	サイズ (幅×高さ×奥行 (mm))		重量	梱入数	JANコード / ITFコード
33934	滅菌オオサキ 止血用圧迫綿 丸形 S-2 2個入 (50袋)	直径13mm×25mm	販売単位	205 × 146 × 200	278.4g	8箱	4971032339344
			外装	420 × 308 × 410	3.1kg		—
33935	滅菌オオサキ 止血用圧迫綿 丸形 S-10 10個入 (50袋)	直径13mm×25mm	販売単位	205 × 146 × 200	648.5g	8箱	4971032339351
			外装	420 × 308 × 410	6.0kg		—
33936	滅菌オオサキ 止血用圧迫綿 丸形 M-1 1個入 (50袋)	直径18mm×35mm	販売単位	205 × 146 × 200	303.0g	8箱	4971032339368
			外装	420 × 308 × 410	3.3kg		—

■販売名: 滅菌オオサキ止血用圧迫綿 ■届出番号: 23B2X10001000096

◇ 商品はすべてオープン価格です。


オオサキメディカル株式会社
名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812
<https://www.osakimedical.co.jp/>



オオサキメディカル
オフィシャルサイト

取扱店

■添付文書が必要な方は弊社まで請求してください。
※規格には誤差が生じる場合があります。