



ガーゼ製品

不織布ガーゼ

一般医療機器

医療用不織布

クロスガーゼ



経済的で吸収性に優れた
パルプ100%の不織布ガーゼです。

商品特長

- 脱落繊維が少なく、清拭用ガーゼや機器のワイパーなど幅広く使用できます。
- 高圧蒸気滅菌、E.O.G.滅菌に対しても品質の劣化はほとんどありません。

商品規格

■クロスガーゼ

一般医療機器 医療用不織布:34655000

品番	商品名・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード/ITFコード
18220	クロスガーゼ 2号 200枚入 20cm×20cm 4ツ折	販売単位 210 × 97 × 105	252.0g	20箱	4971032182209 14971032182206
		外装 545 × 420 × 220	5.4kg		
18204	クロスガーゼ 3号 200枚入 25cm×25cm 平	販売単位 250 × 260 × 35	319.0g	20袋	4971032182049 14971032182046
		外装 530 × 450 × 275	7.0kg		
18202	クロスガーゼ 4号 200枚入 25cm×25cm 4ツ折	販売単位 260 × 97 × 130	368.0g	20箱	4971032182025 14971032182022
		外装 540 × 505 × 280	8.2kg		
18201	クロスガーゼ 5号 200枚入 30cm×30cm 平	販売単位 295 × 305 × 35	452.0g	20袋	4971032182018 14971032182015
		外装 620 × 455 × 320	10.0kg		
18203	クロスガーゼ 6号 200枚入 30cm×30cm 4ツ折	販売単位 315 × 97 × 160	534.0g	20箱	4971032182032 14971032182039
		外装 655 × 510 × 335	11.4kg		
18235	クロスガーゼ 7号 200枚入 30cm×30cm 8ツ折	販売単位 315 × 97 × 160	600.0g	20箱	4971032182353 14971032182350
		外装 657 × 510 × 334	12.4kg		

■販売名:クロスガーゼ ■届出番号:23B2X10001000009

◇商品はすべてオープン価格です。



オオサキメディカル株式会社

本社 / 名古屋市区西玉池町203番地 〒452-0812 Tel(052)501-2221
ホームページ / <http://www.osakimedical.co.jp/> E-mail / support@osakimedical.co.jp

■添付文書が必要な方は弊社まで請求してください。
※規格には誤差が生じる場合があります。

取扱店