

一般医療機器


医療ガーゼ

ディスポーゼ®



ガーゼ製品

処置用ガーゼ



医療ガーゼタイプII 8plyの処置用ガーゼです。

商品特長

- 乱糸が出ないように裁断面を内側に折りたたんだ、医療ガーゼタイプII 8plyの処置用ガーゼです。
- 規格がひと目で識別できるパッケージを使用しています。

商品規格

■ディスポーゼ®		□一般医療機器 医療ガーゼ:13700000				
品番	商品名・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))		重量	梱入数	JANコード/ITFコード
15000	ディスポーゼ® No.10 5cm×5cm(仕上りサイズ) 8ply 200枚入	販売単位	160 × 50 × 100	136.0g	20袋	4971032150000
		外装	425 × 195 × 275	3.2kg		14971032150007
15001	ディスポーゼ® No.20 5cm×7.5cm(仕上りサイズ) 8ply 200枚入	販売単位	245 × 50 × 75	196.0g	20袋	4971032150017
		外装	400 × 280 × 225	3.8kg		14971032150014
15002	ディスポーゼ® No.30 7.5cm×7.5cm(仕上りサイズ) 8ply 200枚入	販売単位	248 × 75 × 75	287.0g	20袋	4971032150024
		外装	400 × 283 × 325	5.7kg		14971032150021
15003	ディスポーゼ® No.40 7.5cm×10cm(仕上りサイズ) 8ply 200枚入	販売単位	248 × 75 × 100	383.0g	20袋	4971032150031
		外装	525 × 283 × 325	7.9kg		14971032150038
15004	ディスポーゼ® No.50 10cm×10cm(仕上りサイズ) 8ply 200枚入	販売単位	248 × 100 × 100	512.0g	20袋	4971032150048
		外装	525 × 283 × 425	10.7kg		14971032150045

■販売名:オオサキ医療ガーゼ ■届出番号:23B2X10001000003

◇商品はすべてオープン価格です。



オオサキメディカル株式会社

本社 / 名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812 Tel(052)501-2221
ホームページ / <http://www.osakimedical.co.jp/> E-mail / support@osakimedical.co.jp

■添付文書が必要な方は弊社まで請求してください。
※規格には誤差が生じる場合があります。

取扱店