


一般医療機器

処置用カットガーゼ

ドレーンガーゼ 滅菌ドレーンガーゼ



放射状に切込みを入れた、
フィット性の良い処置用ガーゼです。



商品特長

放射状カット

- 放射状にカットしているため、チューブとの隙間がでにくく、しっかりフィットします。

コットン100%の不織布を使用


- 肌刺激が少なく吸収性の良い、コットン100%の不織布を使用しています。
- 不織布を使用しているため、脱着繊維がほとんどなく、清潔に使用できます。

業務の省力化

- 切込みガーゼの作製や滅菌にかかる業務の省力化が図れます。

商品情報

製品仕様



使用シーン

- ドレーンチューブの挿入部に
- 気管カニューレの挿入部に
- 腹膜透析 (PD) 時の出口部に
- 胃瘻チューブの挿入部に

関連商品



一般医療機器

ネオケア®

- 1処置に必要な材料を組み合わせた、滅菌済処置キットです。
- ドレーンガーゼを部材として組み合わせることができます。(詳細は営業担当までお問い合わせください。)

商品規格

ドレーンガーゼ

一般医療機器 医療用不織布:34655000

品番	商品名・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード/ITFコード
19032	ドレーンガーゼ S3012 7.5cm×7.5cm(仕上りサイズ) 12ply 100枚入	販売単位 325 × 80 × 80	275.0g	10袋	4971032190327
		外装 400 × 270 × 170	3.3kg		—

■販売名:スーパークロスガーゼ ■届出番号:23B2X10001000007

◇商品はすべてオープン価格です。

滅菌ドレーンガーゼ

一般医療機器 医療用不織布:34655000

品番	商品名・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード/ITFコード
19026	滅菌ドレーンガーゼ SS3012-1 7.5cm×7.5cm(仕上りサイズ) 12ply 1枚入(50袋)	販売単位 300 × 50 × 200	275.0g	8箱	4971032190266
		外装 318 × 409 × 213	2.6kg		—

■販売名:滅菌スーパークロスガーゼ ■届出番号:23B2X10001000008
■その他の規格は、お客様のご要望に応じて承ります。

◇商品はすべてオープン価格です。



オオサキメディカル株式会社

本社 / 名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812 Tel(052) 501-2221
ホームページ / <http://www.osakimedical.co.jp/> E-mail / support@osakimedical.co.jp

■添付文書が必要な方は弊社までご請求ください。

取扱店