



一般医療機器

医療ガーゼ

メディガーゼ



ホスピタルガーゼの機能性を保ちながら
経済性を追求したガーゼです。



商品特長

機能性と経済性を持ち合わせたガーゼ

- ホスピタルガーゼの機能性を保ちながら、経済性を追求した手術・処置用ガーゼです。
- ホスピタルガーゼと同等の吸収量・吸水速度があります。
- 1枚(30cm×30cm)あたりの重量(約3g)が一定で、出血量の測定に最適です。



商品規格

■メディガーゼ

一般医療機器 医療ガーゼ:13700000

品番	商品名・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード/ITFコード
22612	メディガーゼ 平 30cm×30cm 150枚入	販売単位 150 × 305 × 80	458.0g	20袋	4971032226125
		外装 328 × 327 × 783	10.0kg		—
22613	メディガーゼ 2ツ折 30cm×30cm 150枚入	販売単位 160 × 310 × 70	464.0g	20袋	4971032226132
		外装 328 × 327 × 783	10.2kg		—
22614	メディガーゼ 4ツ折 30cm×30cm 150枚入	販売単位 165 × 155 × 150	473.0g	20袋	4971032226149
		外装 783 × 327 × 328	10.4kg		—
22616	メディガーゼ 6ツ折 30cm×30cm 150枚入	販売単位 165 × 155 × 150	473.0g	20袋	4971032226163
		外装 328 × 327 × 783	10.5kg		—
22615	メディガーゼ 8ツ折 30cm×30cm 150枚入	販売単位 165 × 155 × 150	473.0g	20袋	4971032226156
		外装 783 × 327 × 328	10.4kg		—

■販売名:オオサキ医療ガーゼ30 ■届出番号:23B2X10001000001 ■その他の規格は、お客様のご要望に応じて承ります。

◇商品はすべてオープン価格です。



オオサキメディカル株式会社

本社 / 名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812 Tel(052)501-2221
ホームページ / <http://www.osakimedical.co.jp/> E-mail / support@osakimedical.co.jp

■添付文書が必要な方は弊社まで請求してください。
※規格には誤差が生じる場合があります。

取扱店