



一般医療機器

医療ガーゼ

## OSガーゼスポンジ



当てガーゼとして最適な、  
医療ガーゼタイプⅣの処置用ガーゼです。

## 商品特長

- 当てガーゼとして最適な、医療ガーゼタイプⅣ 4ply(4号)と8ply(8号)の処置用ガーゼです。
- 乱糸が出ないように裁断面を内側に折りたたみました。
- 1枚(30cm×30cm)あたりの重量(約2g)が一定で、出血量の測定に最適です。

## 商品規格

## ■OSガーゼスポンジ

一般医療機器 医療ガーゼ:13700000

| 品番    | 商品名・規格  | サイズ(幅×高さ×奥行(mm))       | 重量     | 梱入数 | JANコード/ITFコード  |
|-------|---|------------------------|--------|-----|----------------|
| 15501 | OSガーゼスポンジ 4号<br>15cm×15cm(仕上りサイズ) 4ply 200枚入  | 販売単位   150 × 133 × 150 | 440.0g | 20袋 | 4971032155012  |
|       |   | 外装   780 × 297 × 308   | 9.4kg  |     | 14971032155019 |
| 15500 | OSガーゼスポンジ 8号<br>7.5cm×15cm(仕上りサイズ) 8ply 200枚入 | 販売単位   230 × 78 × 150  | 425.0g | 20袋 | 4971032155005  |
|       |   | 外装   405 × 465 × 315   | 9.0kg  |     | 14971032155002 |

■販売名:オオサキ医療ガーゼ ■届出番号:23B2X10001000003

◇商品はすべてオープン価格です。



オオサキメディカル株式会社

本社 / 名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812 Tel(052)501-2221  
ホームページ / <http://www.osakimedical.co.jp/> E-mail / [support@osakimedical.co.jp](mailto:support@osakimedical.co.jp)

■添付文書が必要な方は弊社まで請求してください。  
※規格には誤差が生じる場合があります。

取扱店