

一般医療機器

耳付挿入ガーゼ

## オオサキ コメガーゼ



手術時や耳鼻科・産婦人科などで使用する  
耳付挿入ガーゼです。

## 商品特長

- 耳糸がほつれないよう特殊織りをしているため、繊維が脱落しにくくなっています。
- 用途に合わせてカットすることができます。

## 商品規格

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))		重量	梱入数	JANコード / ITFコード
		販売単位				
19608	オオサキ コメガーゼ 1号 10本入 1cm×20m	販売単位	230 × 30 × 100	105.0g	—	4971032196084
		外装	—			
19609	オオサキ コメガーゼ 1.5号 10本入 1.5cm×20m	販売単位	230 × 30 × 100	131.0g	—	4971032196091
		外装	—			
19610	オオサキ コメガーゼ 2号 10本入 2cm×20m	販売単位	230 × 30 × 100	172.0g	—	4971032196107
		外装	—			
19611	オオサキ コメガーゼ 2.5号 10本入 2.5cm×20m	販売単位	230 × 30 × 100	209.0g	—	4971032196114
		外装	—			
19612	オオサキ コメガーゼ 3号 10本入 3cm×20m	販売単位	230 × 30 × 100	247.0g	—	4971032196121
		外装	—			
19613	オオサキ コメガーゼ 4号 10本入 4cm×20m	販売単位	230 × 30 × 100	323.0g	—	4971032196138
		外装	—			
19614	オオサキ コメガーゼ 5号 10本入 5cm×20m	販売単位	230 × 30 × 100	422.0g	—	4971032196145
		外装	—			

■販売名:オオサキ医療ガーゼ ■届出番号:23B2X10001000003

◇ 商品はすべてオープン価格です。

**Osaki**  
オオサキメディカル株式会社  
名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812  
<https://www.osakimedical.co.jp/>

オオサキメディカル  
オフィシャルサイト

取扱店

■添付文書が必要な方は弊社まで請求してください。  
※規格には誤差が生じる場合があります。