


一般医療機器

X線造影材入りスポンジ

オオサキ ツッペル・X 滅菌オオサキ ツッペル・X



組織の剥離時に使用する
X線造影糸入りツッペルです。



ガーゼ製品

手術ガーゼ

E.O.G.

商品特長

1 組織の剥離や体液吸収に

● 外科手術時、血管及び神経繊維周囲の組織の剥離時使用する、X線造影糸入りツッペルです。

2 X線造影糸入り


● X線造影糸入りのため、万一体内に遺残した場合でもレントゲン撮影により位置が特定できます。

3 乱糸が出ない

● ガーゼをしっかりと巻き込んでいるため、乱糸が出ず、また適度な硬さがあります。

4 業務の省力化

● ツッペルの作成にかかる業務の省力化が図れます。



商品情報

■ 素材

ガーゼ: 綿100%
 X線造影糸: [固定材] ポリプロピレン・ポリエステル
 [造影剤] 硫酸バリウム
 [着色剤] 深海青グレード02



商品規格

■ オオサキ ツッペル・X

一般医療機器 X線造影材入リスポンジ: 13705000

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード / ITFコード
19994	オオサキ ツッペル・X ベル型3S 100個入 直径5mm	販売単位 90 × 30 × 155	—	30箱	4971032199948
		外装 332 × 244 × 270	—		
19917	オオサキ ツッペル・X ベル型SS 100個入 直径7mm	販売単位 90 × 30 × 155	—	30箱	4971032199177
		外装 332 × 244 × 270	—		
19918	オオサキ ツッペル・X ベル型 S 100個入 直径9mm	販売単位 90 × 30 × 155	—	30箱	4971032199184
		外装 332 × 244 × 270	—		
19919	オオサキ ツッペル・X ベル型 M 100個入 直径12mm	販売単位 125 × 30 × 155	—	30箱	4971032199191
		外装 332 × 244 × 270	—		
19920	オオサキ ツッペル・X ベル型 L 100個入 直径15mm	販売単位 125 × 30 × 155	—	30箱	4971032199207
		外装 332 × 244 × 270	—		
20002	オオサキ ツッペル・X ベル型LL 100個入 直径18mm	販売単位 125 × 30 × 155	—	30箱	4971032200026
		外装 332 × 244 × 270	—		

■販売名: オオサキツッペルX-A ■届出番号: 23B2X10001000017

◇ 商品はすべてオープン価格です。

■ 滅菌オオサキ ツッペル・X

一般医療機器 X線造影材入リスポンジ: 13705000 E.O.G.

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード / ITFコード
19988	滅菌オオサキツッペル・X ベル型3S-5 5個入 (20袋) 直径5mm	販売単位 300 × 34 × 200	—	10箱	4971032199887
		外装 318 × 409 × 213	—		
19921	滅菌オオサキツッペル・X ベル型SS-5 5個入 (20袋) 直径7mm	販売単位 300 × 34 × 200	—	10箱	4971032199214
		外装 318 × 409 × 213	—		
19922	滅菌オオサキツッペル・X ベル型 S-5 5個入 (20袋) 直径9mm	販売単位 300 × 34 × 200	—	10箱	4971032199221
		外装 318 × 409 × 213	—		
19923	滅菌オオサキツッペル・X ベル型M-5 5個入 (20袋) 直径12mm	販売単位 300 × 34 × 200	—	10箱	4971032199238
		外装 318 × 409 × 213	—		
19924	滅菌オオサキツッペル・X ベル型 L-5 5個入 (20袋) 直径15mm	販売単位 300 × 34 × 200	—	10箱	4971032199245
		外装 318 × 409 × 213	—		
20001	滅菌オオサキツッペル・X ベル型LL-5 5個入 (20袋) 直径18mm	販売単位 300 × 34 × 200	—	10箱	4971032200019
		外装 318 × 409 × 213	—		

■販売名: 滅菌オオサキツッペルX-A ■届出番号: 23B2X10001000018
 ■その他の規格は、お客様のご要望に応じて承ります。

◇ 商品はすべてオープン価格です。

Osaki
 オオサキメディカル株式会社
 名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812
<https://www.osakimedical.co.jp/>



オオサキメディカル
 オフィシャルサイト

取扱店

■添付文書が必要な方は弊社まで請求してください。
 ※規格には誤差が生じる場合があります。