

一般医療機器

X線造影材入りスポンジ

# プルス・X / 滅菌プルス・X



柔らかさと吸収力を高めた  
X線造影剤入りラップスポンジです。



ガーゼ製品

手術ガーゼ

E.O.G.

## 商品特長

### 1 柔らかさと吸収力

- 柔らかさと吸収力を高めた、X線造影糸入り手術用縫製ガーゼです。

### 2 豊富なバリエーション

- バリエーション豊富なため、適切なサイズと厚みを選ぶことができます。

### 3 X線造影糸入り

- X線造影糸入りのため、万一体内に遺残した場合にもレントゲン撮影により位置が特定できます。

#### ■使用方法

術野の確保や臓器保護などに使用する場合は、本品に**滅菌済み生理食塩水を含ませ、適度な湿潤状態となるようにしてから使用してください。**

## 商品規格

### ■プラス・X

一般医療機器 X線造影材入り スポンジ:13705000

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード / ITFコード
13014	プラス・X 20204P 20枚入 20cm×20cm 4ply 柄付	販売単位   98 × 55 × 194	—	12箱	4971032130149
		外装   422 × 166 × 198	—		—
13015	プラス・X 30304P 20枚入 30cm×30cm 4ply 柄付	販売単位   150 × 95 × 150	—	6箱	4971032130156
		外装   530 × 120 × 320	—		—
13016	プラス・X 30308P 20枚入 30cm×30cm 8ply 柄付	販売単位   146 × 88 × 302	—	6箱	4971032130163
		外装   375 × 308 × 285	—		—
13017	プラス・X 30454P 20枚入 30cm×45cm 4ply 柄付	販売単位   146 × 86 × 220	—	6箱	4971032130170
		外装   375 × 308 × 285	—		—
13018	プラス・X 30458P 20枚入 30cm×45cm 8ply 柄付	販売単位   146 × 146 × 294	—	6箱	4971032130187
		外装   496 × 330 × 320	—		—
13020	プラス・X 45454P 20枚入 45cm×45cm 4ply 柄付	販売単位   225 × 85 × 225	—	6箱	4971032130200
		外装   495 × 298 × 314	—		—
25020	プラス・X 45458P 20枚入 45cm×45cm 8ply 柄付	販売単位   205 × 146 × 200	—	8箱	4971032250205
		外装   420 × 308 × 410	—		—
13019	プラス・X 30608P 20枚入 30cm×60cm 8ply 柄付	販売単位   146 × 146 × 294	—	6箱	4971032130194
		外装   496 × 330 × 320	—		—
13022	プラス・X 60608P 10枚入 60cm×60cm 8ply 柄付	販売単位   146 × 146 × 294	—	6箱	4971032130224
		外装   496 × 330 × 320	—		—

■販売名:縫製ガーゼX-A ■届出番号:23B2X10001000023

■素材:[ガーゼ]綿 [X線造影糸](固定材)ポリプロピレン、ポリエステル(造影剤)硫酸バリウム(着色剤)深海青グレード02 [柄]綿

◇商品は全てオープン価格です。

### ■滅菌プラス・X

一般医療機器 X線造影材入り スポンジ:13705000

E.O.G.

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード / ITFコード
13023	滅菌プラス・X S20204P-2 2枚入(40袋) 20cm×20cm 4ply 柄付	販売単位   260 × 280 × 245	—	4箱	4971032130231
		外装   540 × 300 × 510	—		—
13024	滅菌プラス・X S30304P-2 2枚入(30袋) 30cm×30cm 4ply 柄付	販売単位   260 × 210 × 245	—	4箱	4971032130248
		外装   540 × 230 × 510	—		—
13025	滅菌プラス・X S30308P-2 2枚入(20袋) 30cm×30cm 8ply 柄付	販売単位   260 × 280 × 245	—	4箱	4971032130255
		外装   540 × 300 × 510	—		—
13026	滅菌プラス・X S30454P-2 2枚入(20袋) 30cm×45cm 4ply 柄付	販売単位   200 × 295 × 250	—	4箱	4971032130262
		外装   520 × 320 × 420	—		—
13027	滅菌プラス・X S30458P-2 2枚入(15袋) 30cm×45cm 8ply 柄付	販売単位   200 × 295 × 250	—	4箱	4971032130279
		外装   520 × 320 × 420	—		—
13028	滅菌プラス・X S45454P-2 2枚入(12袋) 45cm×45cm 4ply 柄付	販売単位   200 × 295 × 250	—	4箱	4971032130286
		外装   520 × 320 × 420	—		—
13029	滅菌プラス・X S45458P-2 2枚入(12袋) 45cm×45cm 8ply 柄付	販売単位   400 × 180 × 250	—	2箱	4971032130293
		外装   520 × 200 × 420	—		—
13030	滅菌プラス・X S30608P-2 2枚入(20袋) 30cm×60cm 8ply 柄付	販売単位   205 × 295 × 400	—	2箱	4971032130309
		外装   420 × 308 × 410	—		—
13031	滅菌プラス・X S60608P-1 1枚入(15袋) 60cm×60cm 8ply 柄付	販売単位   205 × 295 × 400	—	2箱	4971032130316
		外装   420 × 308 × 410	—		—

■販売名:滅菌縫製ガーゼX-A ■届出番号:23B2X10001000024

■素材:[ガーゼ]綿 [X線造影糸](固定材)ポリプロピレン、ポリエステル(造影剤)硫酸バリウム(着色剤)深海青グレード02 [柄]綿

◇商品は全てオープン価格です。

  
**オオサキメディカル株式会社**  
 名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812  
<https://www.osakimedical.co.jp/>



取扱店

※規格には誤差が生じる場合があります。