

一般医療機器

サージカルパッド

滅菌サンドガーゼ／サンドガーゼ Cタイプ



ガーゼ製品

サージカルパッド



表面材にコットン100%の不織布を使用した
高吸収で薄型のサージカルパッドです。

滅菌サンドガーゼ／サンドガーゼ Cタイプ



ガーゼ製品

サージカルパッド

商品特長

1 天然素材の不織布

- 表面材にコットン100%の不織布を使用した、吸収性に優れたサージカルパッドです。

2 優れた吸収力

- 高吸収ポリマーシートを使用しているため、多量の滲出液を吸収することができます。

3 外モレ防止



- 裏面に防水紙を使用しているため、外モレしません。

商品情報

■使用方法

- 白色の不織布面を創傷部にあてて使用してください。
- 医療用テープや、包帯などで固定してください。

■構成



商品規格

■滅菌サンドガーゼCタイプ

一般医療機器 手術用被覆・保護材:34654000
綿状創傷被覆・保護材:11751000 [E.O.S.](#)

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード / ITFコード
15743	滅菌サンドガーゼ SC7515-1 1枚入(30袋) 7.5cm×15cm	販売単位 150×240×115	—	8箱	4971032157436
		外装 617×248×252	—		14971032157433
15744	滅菌サンドガーゼ SC1515-1 1枚入(20袋) 15cm×15cm	販売単位 150×240×115	—	8箱	4971032157443
		外装 617×248×252	—		14971032157440
15745	滅菌サンドガーゼ SC1530-1 1枚入(20袋) 15cm×30cm	販売単位 200×240×115	—	6箱	4971032157450
		外装 617×248×252	—		14971032157457
15746	滅菌サンドガーゼ SC3030-1 1枚入(15袋) 30cm×30cm	販売単位 200×240×185	—	4箱	4971032157467
		外装 418×388×252	—		14971032157464

■販売名:滅菌オオサキサンドガーゼC ■届出番号:23B2X10001000073

◇商品はすべてオープン価格です。

■サンドガーゼCタイプ

一般医療機器 手術用被覆・保護材:34654000
綿状創傷被覆・保護材:11751000

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード / ITFコード
15751	サンドガーゼ C7515 60枚入 7.5cm×15cm	販売単位 170×200×170	350.0g	5箱	4971032157511
		外装 318×409×213	3.8kg		—
15752	サンドガーゼ C1515 40枚入 15cm×15cm	販売単位 170×200×170	350.0g	5箱	4971032157528
		外装 318×409×213	3.8kg		—
15753	サンドガーゼ C1530 50枚入 15cm×30cm	販売単位 217×147×322	350.0g	4箱	4971032157535
		外装 458×318×333	3.8kg		—
15754	サンドガーゼ C3030 25枚入 30cm×30cm	販売単位 217×147×322	350.0g	4箱	4971032157542
		外装 458×318×333	3.8kg		—

■販売名:オオサキサンドガーゼC ■届出番号:23B2X10001000074

◇商品はすべてオープン価格です。


オオサキメディカル株式会社
名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812
<https://www.osakimedical.co.jp/>



オオサキメディカル
ウェブサイト

取扱店

■添付文書が必要な方は弊社まで請求してください。
※規格には誤差が生じる場合があります。