

一般医療機器

サージカルパッド

滅菌サンドガーゼ / サンドガーゼ Fタイプ



ガーゼ製品

サージカルパッド



創傷部からの剥離性に優れた、
高吸収で薄型のサージカルパッドです。

滅菌サンドガーゼ／サンドガーゼ Fタイプ



ガーゼ製品

サージカルパッド

商品特長

1 剥離性がよい

- 表面材に穴あきPET(ポリエチレンテレフタレート)フィルムを使用した、創傷部に固着しにくく剥離性に優れたサージカルパッドです。

2 優れた吸収力

- 高分子吸収ポリマーシートを使用しているため、多量の滲出液を吸収することができます。

3 外モレ防止


- 裏面に防水紙を使用しているため、外モレしません。

商品情報

■使用方法

- フィルム面を創傷部にあてて使用してください。
- 医療用テープや、包帯などで固定してください。

■構成



商品規格

一般医療機器 手術用被覆・保護材：34654000
 綿状創傷被覆・保護材：11751000
 熱傷被覆・保護材：11322101 **E.O.G.**

■滅菌サンドガーゼFタイプ

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード / ITFコード
15747	滅菌サンドガーゼ SF7515-1 1枚入(30袋) 7.5cm×15cm	販売単位 150×240×115	—	8箱	4971032157474 14971032157471
		外装 617×248×252	—		
15748	滅菌サンドガーゼ SF1515-1 1枚入(20袋) 15cm×15cm	販売単位 150×240×115	—	8箱	4971032157481 14971032157488
		外装 617×248×252	—		
15749	滅菌サンドガーゼ SF1530-1 1枚入(20袋) 15cm×30cm	販売単位 200×240×115	—	6箱	4971032157498 14971032157495
		外装 617×248×252	—		
15750	滅菌サンドガーゼ SF3030-1 1枚入(15袋) 30cm×30cm	販売単位 200×240×185	—	4箱	4971032157504 14971032157501
		外装 418×388×252	—		

■販売名：滅菌オオサキサンドガーゼF ■届出番号：23B2X10001000071

◇商品はすべてオープン価格です。

一般医療機器 手術用被覆・保護材：34654000
 綿状創傷被覆・保護材：11751000
 熱傷被覆・保護材：11322101

■サンドガーゼFタイプ

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード / ITFコード
15755	サンドガーゼ F7515 60枚入 7.5cm×15cm	販売単位 170×200×170	350.0g	5箱	4971032157559 —
		外装 318×409×213	3.8kg		
15756	サンドガーゼ F1515 40枚入 15cm×15cm	販売単位 170×200×170	350.0g	5箱	4971032157566 —
		外装 318×409×213	3.8kg		
15757	サンドガーゼ F1530 50枚入 15cm×30cm	販売単位 217×147×322	350.0g	4箱	4971032157573 —
		外装 458×318×333	3.8kg		
15758	サンドガーゼ F3030 25枚入 30cm×30cm	販売単位 217×147×322	350.0g	4箱	4971032157580 —
		外装 458×318×333	3.8kg		

■販売名：オオサキサンドガーゼF ■届出番号：23B2X10001000072

◇商品はすべてオープン価格です。

Osaki
オオサキメディカル株式会社
 名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812
<https://www.osakimedical.co.jp/>



オオサキメディカル
 オフラインサイト

取扱店

■添付文書が必要な方は弊社まで請求してください。
 ※規格には誤差が生じる場合があります。