



サージカルパッド

サラフィット 滅菌サラフィット



創傷部からの剥離性に優れた、
高吸収タイプのサージカルパッドです。



ガーゼ製品

サージカルパッド

商品特長

優れた剥離性

- 両面に穴あきPET(ポリエチレンテレフタレート)フィルムを貼り合わせているため、創傷部からの剥離性に優れた、両面吸収タイプのサージカルパッドです。
- 交換時に創傷部を傷つけません。


バインダー(接着剤)不使用

- バインダーを使用せず、脱脂綿に穴あきPETフィルムを貼り合わせています。

バリエーション

- 使用部位に合わせた規格があります。

■構成



商品情報

■使用方法

1. 創傷部を消毒した後、滅菌パックからサラフィットを取り出し、創傷部に当ててください。
2. 医療テープや包帯等で固定してください。

※ カットして使用することができます。

関連商品

一般医療機器

サンドガーゼ／滅菌サンドガーゼ

- 高吸収ポリマーを使用した、吸収性に優れたサージカルパッドです。
- 表面材にコットン100%の不織布を使用したCタイプと、表面材に穴あきPETフィルムを使用した、創部に固着しにくく剥離性に優れたFタイプから選べます。



商品規格

■サラフィット

品番	商品名・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード／ITFコード
20910	サラフィット 1515 15cm×15cm 40枚入	販売単位 345 × 23 × 230	140.0g	30袋	4971032209104 —
		外装 495 × 298 × 314	4.7kg		
20909	サラフィット 1530 15cm×30cm 20枚入	販売単位 345 × 22 × 240	140.0g	30袋	4971032209098 —
		外装 495 × 298 × 314	4.7kg		
20911	サラフィット 3030 30cm×30cm 20枚入	販売単位 345 × 20 × 365	280.0g	10袋	4971032209111 —
		外装 375 × 308 × 285	8.8kg		
20912	サラフィット 6060 60cm×60cm 3枚入	販売単位 345 × 15 × 365	180.0g	30袋	4971032209128 —
		外装 518 × 432 × 307	6.2kg		

■滅菌サラフィット

品番	商品名・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード／ITFコード
20901	滅菌サラフィット S1515-40 15cm×15cm 40枚入	販売単位 310 × 25 × 270	160.0g	30袋	4971032209012 —
		外装 440 × 410 × 315	5.5kg		
20903	滅菌サラフィット S1530-20 15cm×30cm 20枚入	販売単位 310 × 25 × 270	140.0g	30袋	4971032209036 —
		外装 440 × 410 × 315	4.9kg		
20902	滅菌サラフィット S3030-10 30cm×30cm 10枚入	販売単位 310 × 23 × 270	160.0g	30袋	4971032209029 —
		外装 440 × 410 × 315	5.5kg		
20900	滅菌サラフィット S3060-5 30cm×60cm 5枚入	販売単位 350 × 14 × 400	160.0g	30袋	4971032209005 —
		外装 440 × 410 × 315	5.5kg		
20904	滅菌サラフィット S6060-3 60cm×60cm 3枚入	販売単位 350 × 14 × 400	200.0g	30袋	4971032209043 —
		外装 605 × 475 × 350	7.0kg		

◇ 商品はすべてオープン価格です。



オオサキメディカル株式会社

本社 / 名古屋市中区玉池町203番地 〒452-0812 Tel(052)501-2221
ホームページ / <http://www.osakimedical.co.jp/> E-mail / support@osakimedical.co.jp

※規格には誤差が生じる場合があります。

取扱店