

商品規格

■オオサキ 縫製ガーゼX

一般医療機器 X線造影材入りリスポンジ:13705000

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード / ITFコード	
13611	オオサキ 縫製ガーゼX KP20204PT 20枚入 20cm×20cm 4ply 柄付	販売単位	210 × 40 × 102	198.0g	12包	4971032136110
		外装	325 × 180 × 225	2.7kg		
13612	オオサキ 縫製ガーゼX KP30304PT 20枚入 30cm×30cm 4ply 柄付	販売単位	155 × 135 × 80	337.0g	6包	4971032136127
		外装	260 × 290 × 170	2.3kg		
13613	オオサキ 縫製ガーゼX KP30304P 20枚入 30cm×30cm 4ply	販売単位	155 × 135 × 80	317.0g	6包	4971032136134
		外装	260 × 290 × 170	2.2kg		
13614	オオサキ 縫製ガーゼX KP30308PT 20枚入 30cm×30cm 8ply 柄付	販売単位	155 × 260 × 80	578.0g	6包	4971032136141
		外装	330 × 275 × 260	4.0kg		
13615	オオサキ 縫製ガーゼX KP30308P 20枚入 30cm×30cm 8ply	販売単位	155 × 260 × 80	558.0g	6包	4971032136158
		外装	330 × 275 × 260	3.8kg		
13616	オオサキ 縫製ガーゼX KP30454PT 20枚入 30cm×45cm 4ply 柄付	販売単位	155 × 140 × 118	483.0g	6包	4971032136165
		外装	375 × 300 × 170	3.3kg		
13617	オオサキ 縫製ガーゼX KP30458PT 20枚入 30cm×45cm 8ply 柄付	販売単位	310 × 100 × 155	867.0g	6包	4971032136172
		外装	330 × 320 × 325	5.9kg		
13618	オオサキ 縫製ガーゼX KP30604PT 20枚入 30cm×60cm 4ply 柄付	販売単位	205 × 102 × 155	625.0g	6包	4971032136189
		外装	330 × 325 × 220	4.2kg		
13619	オオサキ 縫製ガーゼX KP30608PT 20枚入 30cm×60cm 8ply 柄付	販売単位	310 × 130 × 155	1.1kg	6包	4971032136196
		外装	485 × 280 × 325	7.6kg		
13620	オオサキ 縫製ガーゼX KP45454PT 20枚入 45cm×45cm 4ply 柄付	販売単位	155 × 200 × 118	669.0g	6包	4971032136202
		外装	375 × 215 × 330	4.6kg		
13621	オオサキ 縫製ガーゼX KP45458PT 20枚入 45cm×45cm 8ply 柄付	販売単位	155 × 350 × 120	1.2kg	6包	4971032136219
		外装	380 × 365 × 330	8.1kg		
13622	オオサキ 縫製ガーゼX KP45458P 20枚入 45cm×45cm 8ply	販売単位	155 × 350 × 120	1.2kg	6包	4971032136226
		外装	380 × 365 × 330	8.0kg		
13623	オオサキ 縫製ガーゼX KP60608PT 10枚入 60cm×60cm 8ply 柄付	販売単位	316 × 120 × 155	1.1kg	6包	4971032136233
		外装	485 × 260 × 330	7.5kg		

販売名:縫製ガーゼX-KS ■届出番号:23B2X10001000067 ◇商品はすべてオープン価格です。
 ■その他の規格は、お客様のご要望に応じて承ります。

■滅菌オオサキ 縫製ガーゼX

一般医療機器 X線造影材入りリスポンジ:13705000 E.O.G.

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード / ITFコード	
13625	滅菌オオサキ 縫製ガーゼX KP30304PT 2枚入(40袋) 30cm×30cm 4ply 柄付	販売単位	260 × 280 × 200	1.7kg	4箱	4971032136257
		外装	420 × 580 × 280	7.6kg		
13626	滅菌オオサキ 縫製ガーゼX KP30308PT 2枚入(20袋) 30cm×30cm 8ply 柄付	販売単位	260 × 270 × 200	1.4kg	4箱	4971032136264
		外装	540 × 290 × 420	6.8kg		
13627	滅菌オオサキ 縫製ガーゼX KP30454PT 2枚入(20袋) 30cm×45cm 4ply 柄付	販売単位	295 × 145 × 200	1.2kg	4箱	4971032136271
		外装	420 × 310 × 315	5.5kg		
13628	滅菌オオサキ 縫製ガーゼX KP30458PT 2枚入(15袋) 30cm×45cm 8ply 柄付	販売単位	220 × 280 × 200	1.5kg	4箱	4971032136288
		外装	460 × 300 × 420	7.1kg		
13629	滅菌オオサキ 縫製ガーゼX KP30608PT 2枚入(20袋) 30cm×60cm 8ply 柄付	販売単位	390 × 285 × 200	2.6kg	4箱	4971032136295
		外装	800 × 305 × 420	11.8kg		
13630	滅菌オオサキ 縫製ガーゼX KP45454PT 2枚入(12袋) 45cm×45cm 4ply 柄付	販売単位	295 × 120 × 200	1.0kg	2箱	4971032136301
		外装	315 × 260 × 215	2.4kg		
13631	滅菌オオサキ 縫製ガーゼX KP45458PT 2枚入(12袋) 45cm×45cm 8ply 柄付	販売単位	295 × 225 × 200	1.7kg	2箱	4971032136318
		外装	420 × 245 × 310	4.1kg		
13632	滅菌オオサキ 縫製ガーゼX KP60608PT 1枚入(15袋) 60cm×60cm 8ply 柄付	販売単位	220 × 370 × 200	1.9kg	2箱	4971032136325
		外装	420 × 390 × 235	4.5kg		


販売名:滅菌縫製ガーゼX-KS ■届出番号:23B2X10001000068 ◇商品はすべてオープン価格です。
 ■その他の規格は、お客様のご要望に応じて承ります。

ガーゼ製品
手術ガーゼ

一般医療機器

X線造影材入りリスポンジ

オオサキ 縫製ガーゼX 滅菌オオサキ 縫製ガーゼX



レントゲン撮影時の視認性が高い
X線造影プレート入り縫製ガーゼです。

Osaki
オオサキメディカル株式会社
名古屋西区玉池町203番地 〒452-0812
https://www.osakimedical.co.jp/



取扱店

■添付文書が必要な方は弊社まで請求してください。
 ※規格には誤差が生じる場合があります。




幅の広いプレート形状のX線造影材で、レントゲン撮影時の視認性が高い縫製ガーゼです。

1-1. 高い視認性を実現するX線造影プレート

- レントゲン撮影時の視認性が高い、X線造影プレートを使用した手術用縫製ガーゼです。
- 幅が広いプレート形状のX線造影材をガーゼに埋め込んでいるため、レントゲン撮影時の視認性が高くなっています。
- レントゲン撮影時にプレートの向きが側面になった場合でも下の写真のように判別が可能です。


X線造影プレート

X線造影糸



1-2. 組織を傷つけにくい角丸プレート

- X線造影プレートは柔らかい素材を使用し、角丸形状にしているため、組織を傷つけにくく愛護的に使用できます。
- プレートの周囲を縫ってあるため、ガーゼから抜け落ちにくく安全に使用できます。



2. 高い吸水量

- 目が細かな医療ガーゼタイプIIを使用しているため、血液や浸出液の吸収に優れています。

■医療用ガーゼの形状規格


タイプ	1cm間の条数(本)				1cm×1cmの条数の許容誤差	標準幅(cm)	標準重量(g)
	縦糸		横糸				
	平均	許容誤差	平均	許容誤差			
I	12	±1	12	±1	24+2 24-1	30+0.5 30-1.0	幅30cm 長さ100cm 10.3±8%
II	12	±1	12	±1	24+2 24-1	91.4±1.5	幅91.4cm 長さ30cm 8.7±8%
III	11	±1	9	±1	20+2 20-1	91.4±1.5	幅91.4cm 長さ30cm 7.6±8%
IV	9	±1	8	±1	17+2 17-1	91.4±1.5	幅91.4cm 長さ30cm 6.1±8%

縫製ガーゼX

※1:2.54cmの条数 ※2:2.54×2.54平方cmの条数

3. 豊富なバリエーション

- バリエーションが豊富なため、使用用途に合わせて滅菌有無と適切なサイズが選べます。(その他の規格は、弊社営業担当にお問い合わせください。)



使用方法

術野の確保や臓器保護などに使用する場合は、本品に滅菌済生理食塩水を含ませ、適度な湿潤状態にしてから使用してください。