


一般医療機器

X線造影材入りガーゼ

滅菌OPガーゼX 青線



X線造影糸を織り込んだ
手術用ガーゼです。



ガーゼ製品

手術ガーゼ

E.O.G.

商品特長

1 X線造影糸入り

- X線造影糸を織り込んだ手術用ガーゼです。
- 万一体内に遺残した場合にも、レントゲン撮影により位置の特定ができます。



2 1枚あたりの重量が一定

- 1枚(30cm×30cm)あたりの重量(約3.3g)が一定で、出血量の測定に適しています。

3 手術時に使いやすい特殊折も対応

- 2ツ折・4ツ折の他に、手術時にさばきやすい特殊折(三角折・イカ折)もあります。
- お客様のご要望に応じた特殊折も承ります。



※ 特殊折は特製対応になります。

商品情報

■ 素材

ガ ー ゼ: 綿100%
 X線造影糸: [固定材] ポリプロピレン・ポリエステル
 [造影剤] 硫酸バリウム
 [着色剤] 深海青グレード02



商品規格

一般医療機器 X線造影材入りガーゼ:32374000 E.O.G.

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード / ITFコード
12387	滅菌OPガーゼX 青線 S2-10 10枚入(60袋) 30cm×30cm 2ツ折	販売単位 205 × 295 × 400	—	2箱	4971032123875
		外装 420 × 308 × 410	—		—
12304	滅菌OPガーゼX 青線 S2-20 20枚入(30袋) 30cm×30cm 2ツ折	販売単位 205 × 295 × 400	—	2箱	4971032123042
		外装 420 × 308 × 410	—		—
12388	滅菌OPガーゼX 青線 S2-10 30枚入(20袋) 30cm×30cm 2ツ折	販売単位 205 × 295 × 400	—	2箱	4971032123882
		外装 420 × 308 × 410	—		—
10382	滅菌OPガーゼX 青線 S4-10 10枚入(30袋) 30cm×30cm 4ツ折	販売単位 205 × 295 × 200	—	4箱	4971032103822
		外装 420 × 308 × 410	—		—
12215	滅菌OPガーゼX 青線 S4-20 20枚入(15袋) 30cm×30cm 4ツ折	販売単位 205 × 295 × 200	—	4箱	4971032122151
		外装 420 × 308 × 410	—		—
10383	滅菌OPガーゼX 青線 S4-30 30枚入(10袋) 30cm×30cm 4ツ折	販売単位 205 × 295 × 200	—	4箱	4971032103839
		外装 420 × 308 × 410	—		—

■販売名:OPガーゼX-A ■届出番号:23B2X10001000014
 ■その他の規格は、お客様のご要望に応じて承ります。

◇ 商品はすべてオープン価格です。


オオサキメディカル株式会社
 名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812
<https://www.osakimedical.co.jp/>



オオサキメディカル
 オフイシャルサイト

取扱店

■添付文書が必要な方は弊社まで請求してください。
 ※規格には誤差が生じる場合があります。