

一般医療機器

医療ガーゼ

# 滅菌ディスポーゼ®



ガーゼ製品

処置用ガーゼ

E.O.G.

必要な時にすぐ使用できる  
便利な滅菌済処置用ガーゼです。



ガーゼ製品

処置用ガーゼ

E.O.G.

## 商品特長

### 乱糸が出ない

- 乱糸が出ないように裁断面を内側に折りたたんだ、医療ガーゼタイプII 8plyの処置用ガーゼです。



### 清潔な1枚包装

- 1枚ずつ滅菌されているため、必要な時に必要な分だけ清潔に使用することができます。

### 色分けされたパッケージ

- 規格がひと目で識別できるように、色分けされたパッケージを使用しています。



### 取り出しやすいカートリッジタイプ

- パッケージ側面を切り取ると、カートリッジ式に1袋ずつ取り出せます。



### 業務の省力化に

- ガーゼの作製や包装・滅菌などにかかる業務の省力化が図れます。

### 物品管理に最適

- 1箱の入数が少ないため、物品管理に最適です。

## 商品規格

### 滅菌ディスポーゼ®

一般医療機器 医療ガーゼ:13700000 E.O.G.

品番	商品名・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード/ITFコード
15091	滅菌ディスポーゼ® S10-1(50袋) 5cm×5cm(仕上りサイズ) 8ply 1枚入	販売単位   102 × 95 × 88	101.2g	12箱	4971032150918 14971032150915
		外装   285 × 210 × 225	1.5kg		
15092	滅菌ディスポーゼ® S20-1(50袋) 5cm×7.5cm(仕上りサイズ) 8ply 1枚入	販売単位   122 × 100 × 82	126.4g	12箱	4971032150925 14971032150922
		外装   270 × 220 × 265	1.8kg		
15093	滅菌ディスポーゼ® S30-1(50袋) 7.5cm×7.5cm(仕上りサイズ) 8ply 1枚入	販売単位   127 × 100 × 107	172.8g	12箱	4971032150932 14971032150939
		外装   345 × 220 × 275	2.4kg		
15094	滅菌ディスポーゼ® S40-1(50袋) 7.5cm×10cm(仕上りサイズ) 8ply 1枚入	販売単位   152 × 105 × 107	217.2g	12箱	4971032150949 14971032150946
		外装   345 × 230 × 325	3.0kg		
15095	滅菌ディスポーゼ® S50-1(50袋) 10cm×10cm(仕上りサイズ) 8ply 1枚入	販売単位   152 × 105 × 135	274.0g	12箱	4971032150956 14971032150953
		外装   430 × 230 × 325	3.8kg		

■販売名:滅菌オオサキ医療ガーゼ ■届出番号:23B2X10001000004

◇商品はすべてオープン価格です。



オオサキメディカル株式会社

本社 / 名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812 Tel.(052)501-2221  
ホームページ / <http://www.osakimedical.co.jp/> E-mail / [support@osakimedical.co.jp](mailto:support@osakimedical.co.jp)

■添付文書が必要な方は弊社まで請求してください。  
※規格には誤差が生じる場合があります。

取扱店