



一般医療機器

医療ガーゼ

# 滅菌メディガーゼ RS



ホスピタルガーゼの機能性を保ちながら  
経済性を追求したガーゼです。



ガーゼ製品

手術・処置用ガーゼ

E.O.G.

## 商品特長

### 機能性と経済性をもち合わせたガーゼ

- ホスピタルガーゼの機能性を保ちながら、経済性を追求した手術・処置用ガーゼです。
- ホスピタルガーゼと同等の吸収量・吸水速度があります。
- 1枚(30cm×30cm)あたりの重量(約3g)が一定です。

### わかりやすいパッケージ

- 折タイプごとに色分けしているため、ひと目で折タイプの識別が可能です。



## 商品規格

### 滅菌メディガーゼ RS

一般医療機器 医療ガーゼ:13700000 E.O.G.

品番	商品名・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))		重量	梱入数	JANコード/ITFコード
		販売単位				
22804	滅菌メディガーゼ RS4-1 30cm×30cm 4ツ折 1枚入(100袋)	販売単位	202 × 216 × 145	750.0g	8箱	4971032228044
		外装	447 × 315 × 429	6.5kg		—
22708	滅菌メディガーゼ RS4-2 30cm×30cm 4ツ折 2枚入(60袋)	販売単位	202 × 216 × 145	758.0g	8箱	4971032227085
		外装	447 × 315 × 429	5.6kg		—
22707	滅菌メディガーゼ RS4-5 30cm×30cm 4ツ折 5枚入(30袋)	販売単位	202 × 216 × 145	736.0g	8箱	4971032227078
		外装	447 × 315 × 429	6.6kg		—
22706	滅菌メディガーゼ RS4-10 30cm×30cm 4ツ折 10枚入(30袋)	販売単位	207 × 295 × 211	1.3kg	4箱	4971032227061
		外装	437 × 320 × 437	5.4kg		—
22705	滅菌メディガーゼ RS4-20 30cm×30cm 4ツ折 20枚入(15袋)	販売単位	207 × 295 × 211	1.2kg	4箱	4971032227054
		外装	437 × 320 × 437	5.0kg		—
22704	滅菌メディガーゼ RS4-30 30cm×30cm 4ツ折 30枚入(10袋)	販売単位	207 × 295 × 211	1.1kg	4箱	4971032227047
		外装	437 × 320 × 437	5.2kg		—
22819	滅菌メディガーゼ RS8-1 30cm×30cm 8ツ折 1枚入(120袋)	販売単位	260 × 216 × 118	450.0g	8箱	4971032228198
		外装	447 × 261 × 545	4.9kg		—
22702	滅菌メディガーゼ RS8-2 30cm×30cm 8ツ折 2枚入(60袋)	販売単位	260 × 216 × 118	550.0g	8箱	4971032227023
		外装	447 × 261 × 545	5.3kg		—
22701	滅菌メディガーゼ RS8-5 30cm×30cm 8ツ折 5枚入(30袋)	販売単位	207 × 146 × 211	656.0g	8箱	4971032227016
		外装	437 × 320 × 437	5.8kg		—
22820	滅菌メディガーゼ RS8-10 30cm×30cm 8ツ折 10枚入(16袋)	販売単位	207 × 146 × 211	1.2kg	8箱	4971032228204
		外装	437 × 320 × 437	5.2kg		—
22699	滅菌メディガーゼ RS16-1 30cm×30cm 16ツ折 1枚入(80袋)	販売単位	228 × 130 × 155	480.0g	8箱	4971032226996
		外装	481 × 285 × 325	4.0kg		—
22698	滅菌メディガーゼ RS16-2 30cm×30cm 16ツ折 2枚入(60袋)	販売単位	207 × 146 × 211	600.0g	8箱	4971032226989
		外装	465 × 325 × 445	5.5kg		—

■販売名:滅菌オオサキ医療ガーゼ30 ■届出番号:23B2X10001000002 ■その他の規格は、お客様のご要望に応じて承ります。

◇商品はすべてオープン価格です。



オオサキメディカル株式会社

本社 / 名古屋市中区玉池町203番地 〒452-0812 Tel.(052) 501-2221  
ホームページ / <http://www.osakimedical.co.jp/> E-mail / [support@osakimedical.co.jp](mailto:support@osakimedical.co.jp)

■添付文書が必要な方は弊社まで請求してください。  
※規格には誤差が生じる場合があります。

取扱店