


一般医療機器

X線造影材入りガーゼ

滅菌コメガーゼX



X線造影剤入り手術・処置用
挿入ガーゼです。



商品特長

1 高い安全性


- 密織製法により、X線造影糸の脱落を抑えた手術・処置用挿入ガーゼです。

2 X線造影糸入り

- X線造影糸入りのため、万一体内に遺残した場合でもレントゲン撮影により位置が特定できます。

3 乱糸が出ない

- 耳付きのため、乱糸が出ず快適に使用できます。



商品情報

■素材

ガーゼ: 綿100%

X線造影糸: [固定材] ポリプロピレン・ポリエステル

[造影剤] 硫酸バリウム

[着色剤] 深海青グレード02

商品規格

一般医療機器 X線造影材入りガーゼ:32374000 E.O.G.

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード / ITFコード
★ 19678	滅菌コメガーゼX 10枚入(100袋) 3cm×10cm 2ツ折	販売単位 302 × 70 × 203	—	—	4971032196787
★ 19679	滅菌コメガーゼX 10枚入(100袋) 3cm×15cm 2ツ折	販売単位 300 × 134.5 × 205	—	—	4971032196794
★ 19659	滅菌コメガーゼX 5枚入(100袋) 3cm×20cm 2ツ折	販売単位 302 × 70.5 × 203	—	—	4971032196596
★ 19658	滅菌コメガーゼX 5枚入(100袋) 5cm×30cm 正4ツ折	販売単位 300 × 134.5 × 205	—	—	4971032196589

■販売名:滅菌OPガーゼX-A ■届出番号:23B2X10001000014

■その他の規格は、お客様のご要望に応じて承ります。★受注生産品のため、納期をいただくことがあります。

◇商品はすべてオープン価格です。


オオサキメディカル株式会社
名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812
<https://www.osakimedical.co.jp/>



オオサキメディカル
オフィシャルサイト

取扱店

■添付文書が必要な方は弊社まで請求してください。
※規格には誤差が生じる場合があります。