

一般医療機器

医療ガーゼ

# 滅菌ホスピタルガーゼ AS



ガーゼ製品

手術・処置用ガーゼ



A.C.済

ガーゼの入枚数ごとに滅菌バッグを色分けした  
手術・処置用A.C.滅菌済ガーゼです。



ガーゼ製品

手術・処置用ガーゼ



## 商品特長

### ひと目で必要な情報を識別可能

- ガーゼの枚数ごとに滅菌バッグを色分けしています。
  - 滅菌バッグに、ガーゼ枚数を大きく表示しています。
  - 滅菌バッグ上部のインデックスにより、入数違いのガーゼを同じ箱に入れてもひと目で識別が可能です。
- ※AS4-2、4-5、4-10、8-2、8-5、8-10のみとなっております。



### 医療ガーゼタイプIの手術・処置用ガーゼ

- ソフトで吸収の良い、医療ガーゼタイプIの手術・処置用A.C.滅菌済ガーゼです。
- 1枚(30cm×30cm)あたりの重量(約3g)が一定です。



## 商品規格

### 滅菌ホスピタルガーゼ AS

一般医療機器 医療ガーゼ:13700000

品番	商品名・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード / ITFコード
11249	滅菌ホスピタルガーゼ AS4-1 30cm×30cm 4ツ折 1枚入(100袋)	販売単位   210 × 218 × 120	—	8箱	4971032112497
		外装   465 × 270 × 450	—		
11250	滅菌ホスピタルガーゼ AS4-2 30cm×30cm 4ツ折 2枚入(50袋)	販売単位   210 × 218 × 120	—	8箱	4971032112503
		外装   465 × 270 × 450	—		
11251	滅菌ホスピタルガーゼ AS4-3 30cm×30cm 4ツ折 3枚入(40袋)	販売単位   210 × 218 × 120	—	8箱	4971032112510
		外装   465 × 270 × 450	—		
11252	滅菌ホスピタルガーゼ AS4-5 30cm×30cm 4ツ折 5枚入(20袋)	販売単位   210 × 218 × 120	—	8箱	4971032112527
		外装   465 × 270 × 450	—		
11253	滅菌ホスピタルガーゼ AS4-10 30cm×30cm 4ツ折 10枚入(20袋)	販売単位   210 × 218 × 220	—	4箱	4971032112534
		外装   465 × 250 × 450	—		
11254	滅菌ホスピタルガーゼ AS4-20 30cm×30cm 4ツ折 20枚入(10袋)	販売単位   210 × 218 × 220	—	4箱	49710322112541
		外装   465 × 250 × 450	—		
11255	滅菌ホスピタルガーゼ AS4-30 30cm×30cm 4ツ折 30枚入(7袋)	販売単位   210 × 218 × 220	—	4箱	4971032112558
		外装   465 × 250 × 450	—		
11256	滅菌ホスピタルガーゼ AS8-1 30cm×30cm 8ツ折 1枚入(100袋)	販売単位   210 × 218 × 120	—	8箱	4971032112565
		外装   465 × 270 × 450	—		
11257	滅菌ホスピタルガーゼ AS8-2 30cm×30cm 8ツ折 2枚入(50袋)	販売単位   210 × 218 × 120	—	8箱	4971032112572
		外装   465 × 270 × 450	—		
11258	滅菌ホスピタルガーゼ AS8-3 30cm×30cm 8ツ折 3枚入(40袋)	販売単位   210 × 218 × 120	—	8箱	4971032112589
		外装   465 × 270 × 450	—		
11259	滅菌ホスピタルガーゼ AS8-5 30cm×30cm 8ツ折 5枚入(20袋)	販売単位   210 × 218 × 120	—	8箱	4971032112596
		外装   465 × 270 × 450	—		
11260	滅菌ホスピタルガーゼ AS8-10 30cm×30cm 8ツ折 10枚入(10袋)	販売単位   210 × 218 × 120	—	8箱	4971032112602
		外装   465 × 270 × 450	—		
11261	滅菌ホスピタルガーゼ AS16-1 30cm×30cm 16折 1枚入(60袋)	販売単位   228 × 130 × 115	—	6箱	4971032112619
		外装   418 × 258 × 253	—		
11262	滅菌ホスピタルガーゼ AS16-2 30cm×30cm 16折 2枚入(30袋)	販売単位   215 × 110 × 180	—	8箱	4971032112626
		外装   471 × 210 × 456	—		

■販売名:滅菌オオサキ医療ガーゼ ■届出番号:23B2X10001000004  
■その他の規格は、お客様のご要望に応じて承ります。

◇商品はすべてオープン価格です。



オオサキメディカル株式会社

本社 / 名古屋市中区玉池町203番地 〒452-0812 Tel.(052)501-2221  
ホームページ / <http://www.osakimedical.co.jp/> E-mail / [support@osakimedical.co.jp](mailto:support@osakimedical.co.jp)

■添付文書が必要な方は弊社まで請求してください。  
※規格には誤差が生じる場合があります。

取扱店