

一般医療機器

医療ガーゼ

滅菌ホスピタルガーゼ TS



高機能タイプの滅菌パッケージを使用した
手術・処置用E.O.G.滅菌済ガーゼです。



ガーゼ製品

手術・処置用ガーゼ



商品特長

バクテリアバリア性、ピール性に優れた滅菌パッケージ

- 滅菌パッケージに「タイベック®」を使用し、高い滅菌保持力で安全性を確保します。

必要なときに必要な分だけ

- 少量ごとに滅菌してあり、必要な時に必要な分だけ清潔に使用できます。
- カストなどの管理が不要になり、省力化が図れます。

医療ガーゼタイプIの手術・処置用ガーゼ

- ソフトで吸収の良い、医療ガーゼタイプIの手術・処置用E.O.G.滅菌済ガーゼです。
- 1枚(30cm×30cm)あたりの重量(約3g)が一定です。



「タイベック®」とは

「タイベック®」は、米国デュポン社製の高密度ポリエチレンを100%使用した、強靱で耐久性のある不織布をいいます。デュポン社の5年間に渡る耐久性試験により、滅菌性を長期間保持することが証明されています。

商品規格

■ 滅菌ホスピタルガーゼ TS

一般医療機器 医療ガーゼ:13700000



品番	商品名・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード/ITFコード
11263	滅菌ホスピタルガーゼ TS4-1 30cm×30cm 4ツ折 1枚入(100袋)	販売単位 210 × 216 × 120	—	8箱	4971032112633
		外装 447 × 265 × 445	—		—
11264	滅菌ホスピタルガーゼ TS4-2 30cm×30cm 4ツ折 2枚入(50袋)	販売単位 210 × 216 × 120	—	8箱	4971032112640
		外装 447 × 265 × 445	—		—
11265	滅菌ホスピタルガーゼ TS4-3 30cm×30cm 4ツ折 3枚入(40袋)	販売単位 210 × 216 × 120	—	8箱	4971032112657
		外装 447 × 265 × 445	—		—
11266	滅菌ホスピタルガーゼ TS4-5 30cm×30cm 4ツ折 5枚入(20袋)	販売単位 210 × 216 × 120	—	8箱	4971032112664
		外装 447 × 265 × 445	—		—
11267	滅菌ホスピタルガーゼ TS4-10 30cm×30cm 4ツ折 10枚入(20袋)	販売単位 210 × 216 × 220	—	4箱	4971032112671
		外装 447 × 245 × 445	—		—
11268	滅菌ホスピタルガーゼ TS4-20 30cm×30cm 4ツ折 20枚入(10袋)	販売単位 210 × 216 × 220	—	4箱	4971032112688
		外装 447 × 245 × 445	—		—
11269	滅菌ホスピタルガーゼ TS4-30 30cm×30cm 4ツ折 30枚入(7袋)	販売単位 210 × 216 × 220	—	4箱	4971032112695
		外装 447 × 245 × 445	—		—
11270	滅菌ホスピタルガーゼ TS8-1 30cm×30cm 8ツ折 1枚入(100袋)	販売単位 210 × 216 × 120	—	8箱	4971032112701
		外装 447 × 265 × 445	—		—
11271	滅菌ホスピタルガーゼ TS8-2 30cm×30cm 8ツ折 2枚入(50袋)	販売単位 210 × 216 × 120	—	8箱	4971032112718
		外装 447 × 265 × 445	—		—
11272	滅菌ホスピタルガーゼ TS8-3 30cm×30cm 8ツ折 3枚入(40袋)	販売単位 210 × 216 × 120	—	8箱	4971032112725
		外装 447 × 265 × 445	—		—
11273	滅菌ホスピタルガーゼ TS8-5 30cm×30cm 8ツ折 5枚入(20袋)	販売単位 210 × 216 × 120	—	8箱	4971032112732
		外装 447 × 265 × 445	—		—
11274	滅菌ホスピタルガーゼ TS8-10 30cm×30cm 8ツ折 10枚入(10袋)	販売単位 210 × 216 × 120	—	8箱	4971032112749
		外装 447 × 265 × 445	—		—
11275	滅菌ホスピタルガーゼ TS16-1 30cm×30cm 16折 1枚入(60袋)	販売単位 228 × 130 × 115	—	6箱	4971032112756
		外装 425 × 270 × 260	—		—
11276	滅菌ホスピタルガーゼ TS16-2 30cm×30cm 16折 2枚入(30袋)	販売単位 215 × 110 × 180	—	8箱	4971032112763
		外装 477 × 220 × 462	—		—

■販売名:滅菌オオサキ医療ガーゼ ■届出番号:23B2X10001000004
■その他の規格は、お客様のご要望に応じて承ります。

◇ 商品はすべてオープン価格です。



オオサキメディカル株式会社

本社 / 名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812 Tel(052) 501-2221
ホームページ / <http://www.osakimedical.co.jp/> E-mail / support@osakimedical.co.jp

■添付文書が必要な方は弊社まで請求してください。
※規格には誤差が生じる場合があります。

取扱店