



手術・処置用ガーゼ

# オペガーゼ



ソフトで吸収の良い、医療ガーゼタイプIの  
手術・処置用ガーゼです。



## 商品特長

- ソフトで吸収性の良い、医療ガーゼタイプIの手術・処置用ガーゼです。
- 裁断部分の乱糸が取り除いてあり、脱落繊維がありません。
- 1枚(30cm×30cm)あたりの重量(約3g)が一定で、出血量の測定に最適です。



## 商品規格

■ オペガーゼ		一般医療機器		医療ガーゼ: 13700000		
品番	商品名・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))		重量	梱入数	JANコード / ITFコード
10003	オペガーゼ 1/2 15cm×30cm 600枚入	販売単位	300 × 310 × 90	930.0g	10包	4971032100036
		外装	815 × 320 × 315	10.0kg		—
10000	オペガーゼ 平 30cm×30cm 300枚入	販売単位	315 × 65 × 300	929.0g	10包	4971032100005
		外装	797 × 320 × 347	10.0kg		14971032100002
10001	オペガーゼ 2ツ折 30cm×30cm 300枚入	販売単位	330 × 110 × 170	929.0g	10包	4971032100012
		外装	815 × 320 × 315	10.0kg		—
00034	オペガーゼ 4ツ折 30cm×30cm 300枚入	販売単位	310 × 125 × 165	929.0g	10包	4971032000343
		外装	821 × 300 × 320	10.5kg		14971032000340
10002	オペガーゼ 6ツ折 30cm×30cm 300枚入	販売単位	330 × 110 × 170	929.0g	10包	4971032100029
		外装	815 × 320 × 315	10.0kg		—
00035	オペガーゼ 8ツ折 30cm×30cm 300枚入	販売単位	310 × 125 × 165	929.0g	10包	4971032000350
		外装	821 × 300 × 320	9.8kg		14971032000357
10016	オペガーゼ 16折 30cm×30cm 300枚入	販売単位	300 × 156 × 156	929.0g	10箱	4971032100166
		外装	815 × 320 × 315	10.0kg		—

■販売名: オオサキ医療ガーゼ ■届出番号: 23B2X10001000003

◇商品はすべてオープン価格です。



オオサキメディカル株式会社

本社 / 名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812 Tel(052)501-2221  
ホームページ / <http://www.osakimedical.co.jp/> E-mail / [support@osakimedical.co.jp](mailto:support@osakimedical.co.jp)

■添付文書が必要な方は弊社まで請求してください。  
※規格には誤差が生じる場合があります。

取扱店