



## 不織布製粘着性包帯

# クリーンポア



しなやかな不織布を使用した  
フィット感のある不織布製粘着包帯です。



## 商品特長

### 便利な個包装

- 小分け包装のため、SPD などで在庫管理に最適です。
- 小分けする手間が省けるため業務の削減になります。
- 小さなパッケージのため、包交車や処置台でスペースをとりません。

### 箱がそのままケースに

箱上部の隙間より包帯を引き出すことができ、そのままケースとして使用できます。

### 目盛り付きの剥離紙

- 剥離紙に方眼の印刷が入っているため使用する部位にあわせてカットする際の目安になります。
- 包帯を引き出した際、目盛りが外側になるためカットしやすく便利です。

### 通気性の良い不織布

しなやかで通気性に優れたメッシュ状の不織布を使用し、使用部位にフィットします。

### 低刺激性粘着材

- 粘着材には低刺激性のアクリル系粘着材を使用しています。
- 粘着材をストライプ状に塗布しているため、皮膚呼吸を妨げずムレを防止します。

### サイズバリエーション

用途や部位に合せたサイズをお選びいただけます。

## 関連商品



クリーンポアドレッシング

しなやかな不織布を使用した低刺激性創傷被覆保護用ドレッシングです。



クリーンテックス

適度な伸縮性・固定性をもった粘着性伸縮ホータイです。

## 規格

品番	商品名・規格	標準価格(円) (税抜価格)	梱入数	JANコード
40808	クリーンポア 2.5cm 2巻入 2.5cmX10m	—	6箱X20パック	4971032408088
40809	クリーンポア 3.75cm 2巻入 3.75cmX10m	—	4箱X20パック	4971032408095
40810	クリーンポア 5cm 1巻入 5cmX10m	—	6箱X20パック	4971032408101
40811	クリーンポア 7.5cm 1巻入 7.5cmX10m	—	4箱X20パック	4971032408118
40812	クリーンポア 10cm 1巻入 10cmX10m	—	3箱X20パック	4971032408125

◇商品はすべてオープン価格です。

お問い合わせは



オオサキメディカル株式会社

名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812 Tel(052)501-2254 Fax(052)503-0896  
http://www.osakimedical.co.jp/ E-mail/support@osakimedical.co.jp