

粘着ホータイ



ホータイ製品

粘着ホータイ

クリーンテックス



適度な伸縮性・固定性をもった
粘着性伸縮ホータイです。



商品特長

便利な個包装

- 小分け包装のため、SPDなどでの在庫管理に最適です。
- 小分けする手間が省けるため業務の削減になります。
- 小さなパッケージのため、包交車や処置台でスペースを取りません。

箱がそのままケースに

- 箱上部の隙間から包帯を引き出すことができ、そのままケースとして使用できます。

目盛り付きの剥離紙

- 物剥離紙に方眼の印刷が入っているため使用する部位に合わせてカットする際の目安になります。
- ホータイを引き出した際、目盛りが外側になるためカットしやすく便利です。


低刺激性

- 粘着剤には低刺激性のアクリル系粘着剤を使用しています。

サイズバリエーション

- 用途や部位に合わせたサイズをお選びいただけます。(目立たないスキンカラーもございます。)

関連商品



ホスピタイ

しなやかな不織布を使用したフィット感のある不織布性粘着包帯です。

商品規格

■クリーンテックス

品番	商品名・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード/ITFコード
40713	クリーンテックス 1.25cm 1.25cm×5m 4巻入	販売単位 52 × 75 × 75	95.0g	6箱×20包	4971032407135
		外装 375 × 312 × 300	11.9kg		—
40714	クリーンテックス 2.5cm 2.5cm×5m 2巻入	販売単位 52 × 75 × 95	95.0g	6箱×20包	4971032407142
		外装 375 × 312 × 300	12.5kg		—
40715	クリーンテックス 3.75cm 3.75cm×5m 2巻入	販売単位 78 × 75 × 75	144.0g	4箱×20包	4971032407159
		外装 375 × 312 × 300	12.0kg		—
40716	クリーンテックス 5cm 5cm×5m 1巻入	販売単位 52 × 75 × 75	97.0g	6箱×20包	4971032407166
		外装 375 × 312 × 300	11.6kg		—
40717	クリーンテックス 7.5cm 7.5cm×5m 1巻入	販売単位 78 × 75 × 75	145.0g	4箱×20包	4971032407173
		外装 375 × 312 × 300	11.7kg		—
40718	クリーンテックス 10cm 10cm×5m 1巻入	販売単位 103 × 75 × 75	190.0g	3箱×20包	4971032407180
		外装 375 × 312 × 300	11.8kg		—
40719	クリーンテックス スキンカラー 1.25cm 1.25cm×5m(伸長) 4巻入	販売単位 52 × 75 × 75	95.0g	6箱×20包	4971032407197
		外装 375 × 312 × 300	11.9kg		—
40720	クリーンテックス スキンカラー 2.5cm 2.5cm×5m 2巻入	販売単位 52 × 75 × 95	95.0g	6箱×20包	4971032407203
		外装 375 × 312 × 300	12.5kg		—
40721	クリーンテックス スキンカラー 3.75cm 3.75cm×5m 2巻入	販売単位 78 × 75 × 75	144.0g	4箱×20包	4971032407210
		外装 375 × 312 × 300	12.0kg		—
40722	クリーンテックス スキンカラー 5cm 5cm×5m 1巻入	販売単位 52 × 75 × 75	97.0g	6箱×20包	4971032407227
		外装 375 × 312 × 300	11.6kg		—
40723	クリーンテックス スキンカラー 7.5cm 7.5cm×5m 1巻入	販売単位 255 × 102 × 83	190.0g	4箱×20包	4971032407234
		外装 375 × 312 × 300	11.8kg		—
40724	クリーンテックス スキンカラー 10cm 10cm×5m 1巻入	販売単位 103 × 75 × 75	500.0g	3箱×20包	4971032407241
		外装 375 × 312 × 300	10.7kg		—

◇商品は全てオープン価格です。

