




オオサキ 弾性ホータイ 滅菌オオサキ 弾性ホータイ



目的に合わせて2種類の長さから選べる
関節や副木の固定などに適した弾性ホータイです。



ホータイ製品

弾力・弾性ホータイ

商品特長

1 固定や圧迫に適した伸縮性


- 関節炎・捻挫・脱臼・骨折時の、関節や副木の固定などに適しています。
- 下肢静脈瘤やリンパ浮腫などへの圧迫療法、血栓予防にも使用できます。
- 固定・圧迫したい部位に合わせて、2種類の長さから選ぶことができます。

2 物品管理に適したパッケージ

- 物品管理に適した個包装タイプです。

3 肌に優しい無蛍光・ラテックスフリー

- 素材に蛍光増白剤・ラテックスを使用していません。



商品規格

■ オオサキ 弾性ホータイ 4.5m

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード / ITFコード
42090	オオサキ 弾性ホータイ 5cm×4.5m 1巻入(10袋) 5cm×4.5m(伸長)	販売単位 210 × 85 × 60	287.2g	20箱	4971032420905
		外装 320 × 370 × 235	6.2kg		14971032420902
42091	オオサキ 弾性ホータイ 7.5cm×4.5m 1巻入(10袋) 7.5cm×4.5m(伸長)	販売単位 210 × 85 × 85	412.2g	20箱	4971032420912
		外装 445 × 370 × 235	8.9kg		14971032420919
42092	オオサキ 弾性ホータイ 10cm×4.5m 1巻入(10袋) 10cm×4.5m(伸長)	販売単位 210 × 85 × 110	565.5g	20箱	4971032420929
		外装 570 × 370 × 235	12.0kg		14971032420926
42093	オオサキ 弾性ホータイ 15cm×4.5m 1巻入(10袋) 15cm×4.5m(伸長)	販売単位 210 × 85 × 160	807.9g	10箱	4971032420936
		外装 340 × 455 × 235	8.6kg		14971032420933

■素材: ポリエステル, ポリウレタン, レーヨン
※ラテックスフリー(天然ゴムラテックス由来のたんぱく質を含みません)

◇ 商品はすべてオープン価格です。

■ 滅菌オオサキ 弾性ホータイ 4.5m

E.O.G.

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード / ITFコード
42098	滅菌オオサキ 弾性ホータイ 5cm×4.5m 1巻入(10袋) 5cm×4.5m(伸長)	販売単位 302 × 71 × 203	350.0g	10箱	4971032420981
		外装 440 × 410 × 315	—		—
42099	滅菌オオサキ 弾性ホータイ 7.5cm×4.5m 1巻入(10袋) 7.5cm×4.5m(伸長)	販売単位 302 × 71 × 203	450.0g	10箱	4971032420998
		外装 440 × 410 × 315	—		—
42100	滅菌オオサキ 弾性ホータイ 10cm×4.5m 1巻入(10袋) 10cm×4.5m(伸長)	販売単位 301 × 89 × 240	630.0g	10箱	4971032421001
		外装 588 × 335 × 400	—		—
42101	滅菌オオサキ 弾性ホータイ 15cm×4.5m 1巻入(10袋) 15cm×4.5m(伸長)	販売単位 300 × 134 × 205	890.0g	10箱	4971032421018
		外装 605 × 475 × 350	—		—

■素材: ポリエステル, ポリウレタン, レーヨン
※ラテックスフリー(天然ゴムラテックス由来のたんぱく質を含みません)

◇ 商品はすべてオープン価格です。

■ オオサキ 弾性ホータイ 9m

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード / ITFコード
42094	オオサキ 弾性ホータイ 5cm×9m 1巻入(10袋) 5cm×9m(伸長)	販売単位 290 × 120 × 65	559.0g	10箱	4971032420943
		外装 355 × 260 × 310	6.1kg		14971032420940
42095	オオサキ 弾性ホータイ 7.5cm×9m 1巻入(10袋) 7.5cm×9m(伸長)	販売単位 290 × 120 × 90	789.1g	10箱	4971032420950
		外装 480 × 260 × 310	8.7kg		14971032420957
42096	オオサキ 弾性ホータイ 10cm×9m 1巻入(10袋) 10cm×9m(伸長)	販売単位 290 × 120 × 115	1.0kg	10箱	4971032420967
		外装 605 × 260 × 310	11.3kg		14971032420964
42097	オオサキ 弾性ホータイ 15cm×9m 1巻入(10袋) 15cm×9m(伸長)	販売単位 290 × 120 × 165	1.6kg	6箱	4971032420974
		外装 525 × 260 × 310	10.1kg		14971032420971

■素材: ポリエステル, ポリウレタン, レーヨン
※ラテックスフリー(天然ゴムラテックス由来のたんぱく質を含みません)

◇ 商品はすべてオープン価格です。


オオサキメディカル株式会社
名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812
<https://www.osakimedical.co.jp/>



オオサキメディカル
オフィシャルサイト

取扱店

※規格には誤差が生じる場合があります。