



伸縮ハートタイ

ハートタイ / 滅菌ハートタイ



厚みがありソフトな肌ざわりで、伸ばしても幅が細くならない、無蛍光伸縮ハートタイです。



商品特長

1 厚みがあり、ソフトな肌ざわり

- コットンとポリウレタンを使用し、厚みがありソフトな肌ざわりです。

2 体にぴったりフィット

- 関節部位など体のあらゆる部位にフィットするため、圧迫感が少なく動きを妨げません。

3 幅が細くならず、ほつれにくい

- 特殊な織り方で、伸ばしても幅が細くならず、カットしても切り口がほつれにくくなっています。

4 物品管理に適したパッケージ

- 物品管理に適した個包装タイプです。

5 肌に優しい無蛍光・ラテックスフリー

- 素材に蛍光増白剤・ラテックスを使用していません。

商品規格

■ハートタイ

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード / ITFコード
41014	ハートタイ 5cm 1巻入(10袋) 5cm×9m(伸長)	販売単位 285 × 110 × 57	343.0g	20箱	4971032410142
		外装 636 × 240 × 300	7.3kg		—
41015	ハートタイ 7.5cm 1巻入(10袋) 7.5cm×9m(伸長)	販売単位 285 × 110 × 82	533.0g	20箱	4971032410159
		外装 465 × 460 × 300	10.5kg		—
41016	ハートタイ 9cm 1巻入(10袋) 9cm×9m(伸長)	販売単位 285 × 110 × 97	642.0g	20箱	4971032410166
		外装 540 × 460 × 300	12.5kg		—

◇商品はすべてオープン価格です。

■滅菌ハートタイ

E.O.G.

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード / ITFコード
41017	ハートタイ S 5cm 1巻入(10袋) 5cm×9m(伸長)	販売単位 302 × 70.5 × 203	—	10箱	4971032410173
		外装 440 × 410 × 315	—		—
41018	ハートタイ S 7.5cm 1巻入(10袋) 7.5cm×9m(伸長)	販売単位 302 × 70.5 × 203	—	10箱	4971032410180
		外装 440 × 410 × 315	—		—
41019	ハートタイ S 9cm 1巻入(10袋) 9cm×9m(伸長)	販売単位 301 × 88 × 240	—	10箱	4971032410197
		外装 588 × 335 × 400	—		—

◇商品はすべてオープン価格です。



オオサキメディカル株式会社

 名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812

<https://www.osakimedical.co.jp/>



オオサキメディカル
オフィシャルサイト

取扱店

※規格には誤差が生じる場合があります。