



伸縮ホータイ

オオサキ 伸縮ホータイ 滅菌オオサキ 伸縮ホータイ



メッシュ

ライト

メッシュ

ライト

2種類から選べる
フィット性に優れた伸縮ホータイです。



ホータイ製品

伸縮ホータイ

商品特長

1 2種類から選べる

- 通気性に優れた“メッシュ”と、伸縮ホータイに必要な機能を保ちながら経済性を追求した“ライト”の2種類から選べます。

2 優れたフィット性


- 薄手のため、巻いた部分の膨らみを抑えられます。
- 関節部位などの可動部にもフィットし、動きを妨げません。

3 物品管理に適したパッケージ


- 個包装に品番・品名・ロット情報が記載されているため、物品管理に適しています。
※18cmには記載されていません。

4 肌にやさしい無蛍光・ラテックスフリー

- 素材に蛍光増白剤・ラテックスを使用していません。



メッシュ



ライト

商品規格

■ オオサキ 伸縮ホータイ メッシュ

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード / ITFコード
42040	オオサキ 伸縮ホータイ メッシュ 1巻入(10袋) 5cm×9m(伸長)	販売単位 245 × 100 × 65	286.0g	20箱	4971032420400 14971032420407
		外装 355 × 425 × 270	6.3kg		
42041	オオサキ 伸縮ホータイ メッシュ 1巻入(10袋) 7.5cm×9m(伸長)	販売単位 245 × 100 × 90	416.1g	20箱	4971032420417 14971032420414
		外装 480 × 425 × 270	9.6kg		
42042	オオサキ 伸縮ホータイ メッシュ 1巻入(10袋) 9cm×9m(伸長)	販売単位 245 × 100 × 100	500.4g	20箱	4971032420424 14971032420421
		外装 530 × 425 × 270	10.8kg		
42043	オオサキ 伸縮ホータイ メッシュ 1巻入(10袋) 18cm×9m(伸長)	販売単位 245 × 100 × 195	102.6g	6箱	4971032420431 14971032420438
		外装 410 × 330 × 270	6.7kg		

■ 素材: ポリエステル, ポリウレタン
*ラテックスフリー(天然ゴムラテックス由来のたんぱく質を含みません)

◇ 商品はすべてオープン価格です。

■ 滅菌オオサキ 伸縮ホータイ メッシュ

E.O.G.

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード / ITFコード
42044	滅菌オオサキ 伸縮ホータイ メッシュ 1巻入(10袋) 5cm×9m(伸長)	販売単位 302 × 71 × 203	350.0g	10箱	4971032420448 —
		外装 440 × 410 × 315	—		
42045	滅菌オオサキ 伸縮ホータイ メッシュ 1巻入(10袋) 7.5cm×9m(伸長)	販売単位 302 × 71 × 203	470.0g	10箱	4971032420455 —
		外装 440 × 410 × 315	—		
42046	滅菌オオサキ 伸縮ホータイ メッシュ 1巻入(10袋) 9cm×9m(伸長)	販売単位 301 × 89 × 240	590.0g	10箱	4971032420462 —
		外装 588 × 335 × 400	—		

■ 素材: ポリエステル, ポリウレタン
*ラテックスフリー(天然ゴムラテックス由来のたんぱく質を含みません)

◇ 商品はすべてオープン価格です。

■ オオサキ 伸縮ホータイ ライト

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード / ITFコード
42060	オオサキ 伸縮ホータイ ライト 1巻入(10袋) 5cm×9m(伸長)	販売単位 260 × 110 × 65	214.3g	20箱	4971032420608 14971032420605
		外装 355 × 465 × 280	5.0kg		
42061	オオサキ 伸縮ホータイ ライト 1巻入(10袋) 7.5cm×9m(伸長)	販売単位 260 × 110 × 90	300.0g	20箱	4971032420615 14971032420612
		外装 480 × 465 × 280	6.8kg		
42062	オオサキ 伸縮ホータイ ライト 1巻入(10袋) 10cm×9m(伸長)	販売単位 260 × 110 × 115	390.6g	20箱	4971032420622 14971032420629
		外装 605 × 465 × 280	8.9kg		

■ 素材: ポリエステル100%
*ラテックスフリー(天然ゴムラテックス由来のたんぱく質を含みません)

◇ 商品はすべてオープン価格です。

■ 滅菌オオサキ 伸縮ホータイ ライト

E.O.G.

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード / ITFコード
42063	滅菌オオサキ 伸縮ホータイ ライト 1巻入(10袋) 5cm×9m(伸長)	販売単位 302 × 71 × 203	280.0g	10箱	4971032420639 —
		外装 440 × 410 × 315	3.4kg		
42064	滅菌オオサキ 伸縮ホータイ ライト 1巻入(10袋) 7.5cm×9m(伸長)	販売単位 302 × 71 × 203	340.0g	10箱	4971032420646 —
		外装 440 × 410 × 315	4.1kg		
42065	滅菌オオサキ 伸縮ホータイ ライト 1巻入(10袋) 10cm×9m(伸長)	販売単位 301 × 89 × 240	430.0g	10箱	4971032420653 —
		外装 588 × 335 × 400	5.2kg		

■ 素材: ポリエステル100%
*ラテックスフリー(天然ゴムラテックス由来のたんぱく質を含みません)

◇ 商品はすべてオープン価格です。


オオサキメディカル株式会社
名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812
<https://www.osakimedical.co.jp/>



オオサキメディカル
オフィシャルサイト

取扱店

※規格には誤差が生じる場合があります。