



弾力ホータイ

# ウエルタイ 滅菌ウエルタイ



伸縮性に優れ、しっかり固定できる  
コットン100%の弾力ホータイです。



ホータイ製品

弾力・弾性ホータイ

商品特長

1 固定や圧迫に適した伸縮性

- 屈曲部にもフィットし、関節炎・捻挫・脱臼・骨折時の関節や副木の固定などに適した伸縮性です。
- 下肢静脈瘤<sup>りゅう</sup>やリンパ浮腫などへの圧迫療法、血栓予防にも使用できます。

2 物品管理に適したパッケージ

- 物品管理に適した個包装タイプです。
- 処方時や診療科ごとの、使用量の調整に便利です。

3 肌に優しい無蛍光・ラテックスフリー

- コットン100%の強撚糸を使用しています。
- 素材に蛍光増白剤・ラテックスを使用していません。

商品情報

■ 素材

綿 100%

※ラテックスフリー（天然ゴムラテックス由来のタンパク質を含みません）

商品規格

■ ウエルタイ

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード／ITFコード
40500	ウエルタイ 2号 1巻入(6袋) 5cm×4.5m(伸長)	販売単位   155 × 58 × 102	265.0g	30箱	4971032405001
		外装   530 × 200 × 315	8.6kg		—
40501	ウエルタイ 3号 1巻入(6袋) 7.5cm×4.5m(伸長)	販売単位   155 × 85 × 102	370.0g	20箱	4971032405018
		外装   530 × 190 × 315	7.9kg		—
40502	ウエルタイ 4号 1巻入(6袋) 10cm×4.5m(伸長)	販売単位   155 × 110 × 102	475.0g	20箱	4971032405025
		外装   530 × 235 × 317	10.2kg		—
40503	ウエルタイ 7号 1巻入(6袋) 17.5cm×4.5m(伸長)	販売単位   155 × 180 × 102	830.0g	10箱	4971032405032
		外装   530 × 192 × 317	8.8kg		—

◇ 商品はすべてオープン価格です。

■ 滅菌ウエルタイ

E.O.S.

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード／ITFコード
40505	滅菌ウエルタイ 2号 1巻入(10袋) 5cm×4.5m(伸長)	販売単位   302 × 71 × 203	—	10箱	4971032405056
		外装   440 × 410 × 315	—		—
40506	滅菌ウエルタイ 3号 1巻入(10袋) 7.5cm×4.5m(伸長)	販売単位   302 × 71 × 203	—	10箱	4971032405063
		外装   440 × 410 × 315	—		—
40507	滅菌ウエルタイ 4号 1巻入(10袋) 10cm×4.5m(伸長)	販売単位   301 × 88 × 240	800.0g	10箱	4971032405070
		外装   588 × 335 × 400	8.0kg		—
40508	滅菌ウエルタイ 7号 1巻入(10袋) 17.5cm×4.5m(伸長)	販売単位   300 × 134 × 205	1.4kg	10箱	4971032405087
		外装   605 × 475 × 350	14.0kg		—

◇ 商品はすべてオープン価格です。

  
オオサキメディカル株式会社  
名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812  
<https://www.osakimedical.co.jp/>

※規格には誤差が生じる場合があります。



オオサキメディカル  
オフィシャルサイト

取扱店