

吸水・防水マット

オールマット



高吸収で肌触りの良い
分娩用 吸水・防水マットです。

商品特長

素早く吸収

- 血液や羊水などを高吸収ポリマーが素早く吸収します。
- ダイヤ柄プレスが血液や羊水を拡散させ、より効率的に吸収します。(※吸水量は下表参照)




※拡散のイメージ



サラッとした肌ざわり

- 高吸収ポリマーが素早く液体を閉じ込め、逆戻りを防ぐため、サラッとした肌ざわりをキープします。

<断面図>




出血などの測定に便利

- マット重量がほぼ一定のため、出血量の測定に便利です。

	商品重量 (包装資材を含まない)	吸水量*
Sサイズ	170g	約1,950g
Mサイズ	230g	約2,400g
Lサイズ	310g	約3,350g

※吸水量は生理食塩水にて測定。



関連商品



滅菌グッドシーツ

- 吸水・防水ドレープにオールマットがついた、滅菌済分娩用吸水・防水シートです。
- 汚染されたオールマットを取り外せるため、素早く清潔野を確保でき、次の処置を行うことができます。
- 規格: 100cm × 120cm (ドレープ部分)
65cm × 90cm (マット部分)

商品規格

オールマット

品番	商品名・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	標準価格(税抜)	梱入数	JANコード
84245	オールマット S 1枚入 65cm × 90cm 170g	販売単位 300 × 400 × 31	180.0g	—	60袋	4971032842455
		外装 620 × 608 × 350	12.0kg			
84246	オールマット M 1枚入 90cm × 90cm 230g	販売単位 300 × 400 × 43	240.0g	—	30袋	4971032842462
		外装 620 × 608 × 395	8.0kg			
84247	オールマット L 1枚入 90cm × 120cm 310g	販売単位 300 × 400 × 58	320.0g	—	30袋	4971032842479
		外装 620 × 608 × 395	11.0kg			

滅菌オールマット

品番	商品名・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	標準価格(税抜)	梱入数	JANコード
84242	滅菌オールマット S 1枚入 65cm × 90cm 170g	販売単位 300 × 400 × 31	180.0g	—	50袋	4971032842424
		外装 620 × 608 × 350	10.0kg			
84243	滅菌オールマット M 1枚入 90cm × 90cm 230g	販売単位 300 × 400 × 43	240.0g	—	50袋	4971032842431
		外装 620 × 608 × 395	13.0kg			
84244	滅菌オールマット L 1枚入 90cm × 120cm 310g	販売単位 300 × 400 × 58	320.0g	—	40袋	4971032842448
		外装 620 × 608 × 395	14.0kg			

※規格には誤差が生じる場合があります。



オオサキメディカル株式会社

本社 / 名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812 Tel(052)501-2221
ホームページ / <http://www.osakimedical.co.jp/> E-mail / support@osakimedical.co.jp

取扱店