

商品規格

■ホットキュット® 昼用・夜用

〔一般医療機器〕弾性ストッキング:31724000

商品写真	品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	POSレジ登録用品名略称/JANコード	JANコード/ITFコード
	98450	ホットキュット® 昼用 S-M ブラック 1足入 足首18cm~22cm ふくらはぎ29cm~35cm	販売単位   115 × 180 × 25	69.0g	10個 × 6箱	ホトキョトヒル S-M B k 4 9710321984506	4971032984506
			内装   235 × 185 × 130	797.0g			
			外装   481 × 211 × 405	5.4kg			
	98451	ホットキュット® 昼用 M-L ブラック 1足入 足首20cm~24cm ふくらはぎ32cm~38cm	販売単位   115 × 180 × 25	71.0g	10個 × 6箱	ホトキョトヒル M-L B k 4 9710321984513	4971032984513
			内装   235 × 185 × 130	817.0g			
			外装   481 × 211 × 405	5.6kg			
	98454	ホットキュット® 昼用 L-LL ブラック 1足入 足首22cm~26cm ふくらはぎ35cm~41cm	販売単位   115 × 180 × 25	73.0g	10個 × 6箱	ホトキョトヒル L-LL B k 4 9710321984544	4971032984544
			内装   235 × 185 × 130	837.0g			
			外装   481 × 211 × 405	5.7kg			
	98461	ホットキュット® 夜用 SS-S ピンク 1足入 足首16cm~20cm ふくらはぎ26cm~32cm	販売単位   115 × 180 × 25	63.0g	10個 × 6箱	ホトキョトヒル S-S P k 4 9710321984612	4971032984612
			内装   235 × 185 × 130	737.0g			
			外装   481 × 211 × 405	5.1kg			
	98452	ホットキュット® 夜用 S-M ピンク 1足入 足首18cm~22cm ふくらはぎ29cm~35cm	販売単位   115 × 180 × 25	65.0g	10個 × 6箱	ホトキョトヒル S-M P k 4 9710321984520	4971032984520
			内装   235 × 185 × 130	757.0g			
			外装   481 × 211 × 405	5.2kg			
98453	ホットキュット® 夜用 M-L ピンク 1足入 足首20cm~24cm ふくらはぎ32cm~38cm	販売単位   115 × 180 × 25	68.0g	10個 × 6箱	ホトキョトヒル M-L P k 4 9710321984537	4971032984537	
		内装   235 × 185 × 130	787.0g				
		外装   481 × 211 × 405	5.4kg				
98455	ホットキュット® 夜用 L-LL ピンク 1足入 足首22cm~26cm ふくらはぎ35cm~41cm	販売単位   115 × 180 × 25	70.0g	10個 × 6箱	ホトキョトヒル L-LL P k 4 9710321984551	4971032984551	
		内装   235 × 185 × 130	807.0g				
		外装   481 × 211 × 405	5.5kg				
98462	ホットキュット® 夜用 LL-3L ピンク 1足入 足首24cm~28cm ふくらはぎ38cm~44cm	販売単位   115 × 180 × 25	73.0g	10個 × 6箱	ホトキョトヒル LL-3L P k 4 9710321984629	4971032984629	
		内装   235 × 185 × 130	837.0g				
		外装   481 × 211 × 405	5.7kg				
	98456	ホットキュット® 夜用 S-M グレー 1足入 足首18cm~22cm ふくらはぎ29cm~35cm	販売単位   115 × 180 × 25	65.0g	10個 × 6箱	ホトキョトヒル S-M G y 4 9710321984568	4971032984568
			内装   235 × 185 × 130	757.0g			
			外装   481 × 211 × 405	5.2kg			
	98457	ホットキュット® 夜用 M-L グレー 1足入 足首20cm~24cm ふくらはぎ32cm~38cm	販売単位   115 × 180 × 25	68.0g	10個 × 6箱	ホトキョトヒル M-L G y 4 9710321984575	4971032984575
			内装   235 × 185 × 130	787.0g			
			外装   481 × 211 × 405	5.4kg			
98458	ホットキュット® 夜用 L-LL グレー 1足入 足首22cm~26cm ふくらはぎ35cm~41cm	販売単位   115 × 180 × 25	70.0g	10個 × 6箱	ホトキョトヒル L-LL G y 4 9710321984582	4971032984582	
		内装   235 × 185 × 130	807.0g				
		外装   481 × 211 × 405	5.5kg				

■販売名:ホットキュットH ■届出番号:23B2X10001000078

◇商品はすべてオープン価格です。

■ホットキュット® 夜用ロング

〔一般医療機器〕弾性ストッキング:31724000

商品写真	品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	POSレジ登録用品名略称/JANコード	JANコード/ITFコード
	94530	ホットキュット® 夜用ロング S-M ピンク 1足入 足首18cm~22cm ふくらはぎ29cm~35cm 大腿46cm~54cm	販売単位   115 × 180 × 31	90.0g	10個 × 6箱	ホトキョトロンク S-M P k 4 9710321945309	4971032945309
			内装   235 × 185 × 165	1.0kg			
			外装   510 × 211 × 481	6.9kg			
	94531	ホットキュット® 夜用ロング M-L ピンク 1足入 足首20cm~24cm ふくらはぎ32cm~38cm 大腿50cm~58cm	販売単位   115 × 180 × 31	93.0g	10個 × 6箱	ホトキョトロンク M-L P k 4 9710321945316	4971032945316
			内装   235 × 185 × 165	1.1kg			
			外装   510 × 211 × 481	7.1kg			
	98459	ホットキュット® 夜用ロング S-M グレー 1足入 足首18cm~22cm ふくらはぎ29cm~35cm 大腿46cm~54cm	販売単位   115 × 180 × 31	90.0g	10個 × 6箱	ホトキョトロンク S-M G y 4 9710321984599	4971032984599
			内装   235 × 185 × 165	1.0kg			
			外装   510 × 211 × 481	6.9kg			
	98460	ホットキュット® 夜用ロング M-L グレー 1足入 足首20cm~24cm ふくらはぎ32cm~38cm 大腿50cm~58cm	販売単位   115 × 180 × 31	93.0g	10個 × 6箱	ホトキョトロンク M-L G y 4 9710321984605	4971032984605
			内装   235 × 185 × 165	1.1kg			
			外装   510 × 211 × 481	7.1kg			

■販売名:ホットキュットST ■届出番号:23B2X10001000092

◇商品はすべてオープン価格です。

**Osaki**  
オオサキメディカル株式会社  
名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812  
https://dacco-web.com



dacco  
ブランドサイト

取扱店

■添付文書が必要な方は弊社まで請求してください。  
※規格には誤差が生じる場合があります。

産科・婦人科製品  
産科・婦人科製品  
マタニティソックス  
マタニティソックス

一般医療機器

つらいママの脚をホットにキュッとサポート

マタニティ着圧ソックス

ホットキュット®

daccoは助産師さんとママの声から生まれました

遠赤外線素材で  
足首  
ポカポカ  
段階着圧で  
むくみ軽減  
ムレにくく  
年中快適



昼用(ハイソックス) 夜用(ハイソックス)

着用写真は「夜用(ハイソックス) グレー」です。

助産師さんとママの声から  
生まれました

脚がむくんで、パンパン!

現代のママ  
約50%  
脚のむくみを  
感じている



むくみやすいママの脚を  
ケアしてあげたい

むくみの原因は、

- おなかが大きくなる ●血中水分が多くなる
- 骨盤のゆるみ ●授乳で寝不足

などと言われ、妊娠5~8か月からむくみの  
症状が出るママが多くみられます。

脚が冷える

現代のママ  
約55%  
脚の冷えを  
感じている



ママの冷えはトラブルの元!  
足首を保温してあげたい

ママの冷えは、

- お腹の張り ●手足のむくみ
- 切迫早産 ●足のつり
- 出産時の会陰裂傷 ●肩こり
- 母乳分泌悪化 ●腰痛 など

トラブルの原因になりやすいと言われています。  
出産前後は夏も冷え対策を!

(すべて当社調べ)

# 足首ポカポカ+着圧で、冷えとむくみをケア!

## ① 遠赤外線足首ポカポカ

- 遠赤外線素材を足首部分に使用しているため、レッグウォーマーをはいているようにポカポカ暖めます。

サーモグラフィーによる温度分布解析

遠赤外線素材

目に見えない遠赤外線の波長が、人の皮膚表面の分子振動を活発にさせ熱が生まれます。血液などにより熱が伝達して、体の芯からポカポカと暖かさが長続きます。

ホットキュット 脱衣後

他社 着圧ソックス 脱衣後

温度分布解析表 (単位: °C)

(100.0)
32.0
31.5
31.0
30.5
30.0
29.5
29.0
28.5
28.0
(-20.0)

ママ知識

さんいんこう

### 安産・冷えのツボ「三陰交」

東洋医学で安産や冷えに効くといわれる「三陰交」というツボが、足首にあります。保温や灸、ツボ押しなどにより身体めぐりが良くなり、冷え性をはじめ下記のように様々な効果があるといわれています。


- 冷え軽減
- 逆子が治る
- ホルモン分泌が良くなる
- 便秘が治るなど

三陰交

内側のくるぶしから指4本分上にある、骨の横のくぼんだ所 (東洋医学)

## ② 段階着圧でむくみ軽減!

- 医学的根拠に基づいた段階着圧で循環を促進してむくみを軽減します。
- 糸から出荷まで、徹底した品質管理を行った一般医療機器です。




## ③ ムレにくく年中快適!

- 湿気コントロール素材を使用しているためムレにくく、1年中快適に着用できます。

## ④ 選べるカラーバリエーション

- 夜用はパジャマに合うやさしい色で、かわいらしい「ピンク」と、落ち着いた「グレー」から選べます。



着用写真は左側「夜用(ハイソックス) ピンク」と右側「夜用ロング グレー」です。

### 商品情報

#### ■ 効能・効果

下肢の静脈血・リンパ液の循環促進、むくみ軽減

#### ■ バリエーション


昼用・夜用ハイソックス

種類	足首	ふくらはぎ	丈	足サイズ
SS-S	16cm~20cm	26cm~32cm	34cm	21cm~23cm
S-M	18cm~22cm	29cm~35cm	36cm	22cm~24cm
M-L	20cm~24cm	32cm~38cm	38cm	23cm~25cm
L-LL	22cm~26cm	35cm~41cm	38cm	24cm~26cm
LL-3L	24cm~28cm	38cm~44cm	42cm	25cm~27cm

夜用ロング

種類	足首	ふくらはぎ	大腿	股下長	足サイズ
S-M	18cm~22cm	29cm~35cm	46cm~54cm	65cm~73cm	22cm~24cm
M-L	20cm~24cm	32cm~38cm	50cm~58cm	67cm~75cm	23cm~25cm

※サイズ表に沿って適正なサイズを着用してください。



#### ■ 形状・着圧設計

昼用(ハイソックス)	夜用(ハイソックス)	夜用ロング
19hPa (14mmHg)	15hPa (11mmHg)	11hPa (8mmHg)
27hPa (20mmHg)	21hPa (16mmHg)	15hPa (11mmHg)
		21hPa (16mmHg)

就寝時には着用しないでください

※hPa(ヘクトパスカル)は、圧力値を表す国際単位です。

#### ■ 素材

- 昼用(ハイソックス): ナイロン 85%、ポリウレタン 15%
- 夜用(ハイソックス): ナイロン 68%、ポリウレタン 18%、ポリエステル 14%
- 夜用ロング: ナイロン 78%、ポリウレタン 17%、ポリエステル 5%
- ※ラテックスフリー (天然ゴムラテックス由来のたんぱく質を含みません)