



脚袋 紐付 滅菌脚袋 紐付



撥水性に優れるSMS不織布を使用した
ディスポーザブルタイプの脚袋です。



産科・婦人科製品

メデイカルプロダクツ
ディスプレイザブル

商品特長

1 優れた撥水性

●SMS不織布を使用しているため、強度があり、撥水性に優れています。

2 明るい印象のピンク


●お部屋の雰囲気をも明るく柔らかにするピンク色です。

3 選べる形状・サイズ

●分娩方法や体位、分娩台のサイズに合わせて選べる3サイズ展開です。紐付L・紐付LLは脚と分娩台の支脚器を覆えます。(紐付Mは脚のみ)

商品情報

製品仕様



素材

本体: ポリプロピレン

紐: 綿

商品規格

脚袋 紐付

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))		重量	梱入数	JANコード / ITFコード
		販売単位				
87545	脚袋 紐付 M ピンク 2枚入 幅30cm×長さ90cm	販売単位	260 × 340 × 9	—	20袋×10箱	4971032875453
		内装	160 × 226 × 350	—		24971032875457
		外装	1000 × 390 × 400	—		14971032875450
87547	脚袋 紐付 L ピンク 2枚入 幅45cm×長さ100cm	販売単位	260 × 280 × 11	—	15袋×8箱	4971032875477
		内装	240 × 320 × 250	—		24971032875471
		外装	685 × 600 × 480	—		14971032875474
87549	脚袋 紐付 LL ピンク 2枚入 幅60cm×長さ120cm	販売単位	260 × 330 × 16	—	10袋×10箱	4971032875491
		内装	160 × 226 × 350	—		24971032875495
		外装	1000 × 390 × 400	—		14971032875498

◇商品はすべてオープン価格です。

滅菌脚袋 紐付

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))		重量	梱入数	JANコード
		販売単位				
87546	滅菌脚袋 紐付 M ピンク 2枚入(10袋) 幅30cm×長さ90cm	販売単位	403 × 86 × 303	—	—	4971032875460
87548	滅菌脚袋 紐付 L ピンク 2枚入(10袋) 幅45cm×長さ100cm	販売単位	403 × 86 × 303	—	—	4971032875484
87550	滅菌脚袋 紐付 LL ピンク 2枚入(10袋) 幅60cm×長さ120cm	販売単位	403 × 156 × 303	—	—	4971032875507

◇商品はすべてオープン価格です。



オオサキメデイカル株式会社

本社 / 名古屋市中区玉池町203番地 〒452-0812 Tel.(052)501-2221
ホームページ / <http://www.osakimedical.co.jp/> E-mail / support@osakimedical.co.jp

*規格には誤差が生じる場合があります。

取扱店